



RAŽOTĀJS / KATAΣKEYAΣTHΣ:



REH4MAT

36-060 Głogów Małopolski
ul. Piaski 47, POLAND

Mailing address

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra,
37-500 Jarosław, POLAND
tel. +48 16 621 42 20 wew. 3
tel. +48 16 621 41 35 wew. 3
fax: +48 16 621 42 13

e-mail: biuro@reh4mat.com, export@reh4mat.com
www.reh4mat.com, www.probraces.com

The manufacturer holds the ISO 13485 international Quality Management System certificate.



MEDICINISKAIS IZSTRĀDĀJUMS / ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

UMDNS 12475

Rokasgrāmatas pārskatīšanas datums / Ημερομηνία αναθεώρησης του εγχειριδίου:

05.12.2022

Rokasgrāmatā izmantotie simboli / Σύμβολο εγχειριδίου:

18/U/L/1

LV LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA
MATRACIS

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΡΩΜΑ

Inovātievi **Reh4Mat** izstrādājumi ir īpaši rūpīgi izgatavoti no augstākās kvalitātes materiāliem. Mūsu galvenais mērķis ir pacientu labsajūta. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdz, sazinieties ar savu izplatītāju vai tieši ar **Reh4Mat** pārstāvi, rakstot uz e-pastu: export@reh4mat.com.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Matrača mērķis ir apgādāt ar skābekli pie gultas piesaistīto pacientu mīksto audus un kaulus, kā arī novērst izgulējumus. To lieto profilaktiski, lai novērstu izgulējumu rašanos un dziedētu jau radušās brūces.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Brīdinājums! Matracis jālieto kopā ar pārkļāju!
- Izstrādājums jāuztur tīrs un jālieto saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, kas norādīti šajā rokasgrāmatā.
- Izstrādājums jātīra regulāri, vismaz reizi mēnesī vai biežāk, ja nepieciešams, saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, iedējādi nodrošinot, ka izstrādājums tiek uzturēts labā stāvoklī.
- Ja izstrādājumā ir šinas un tās ir iespējams viegli noņemt, pirms mazgāšanas tās jāizņem.
- Mazgājiet ar rokām remdenā ziepjūdenī 30°C temperatūrā.
- Rūpīgi izskalojiet, lietojiet, kad tas ir pilnīgi sauss.
- To nedrīkst mazgāt, gludināt, hlortēt, tīrīt ķīmiskajā tīrītāvā, žāvēt centrifūgā.
- Uzglabājiet izstrādājumu tīrā un sausā vietā.
- Aizsargājiet no mitruma, nepakļaujiet pārmērīgi augstām temperatūrām, žāvējiet izstrādājumu tālu no karstuma avotiem.

KONTRINDIKĀCIJAS

- Nelietojiet izstrādājumu, ja neesat konsultējies ar savu veselības aprūpes speciālistu vai terapeitu.
- Neizmantojiet nepareiza izmēra izstrādājumu. Tikai piemērots izmērs, kas izvēlēts saskaņā ar izmēru tabulu, kura ir pieejama uz izstrādājuma iepakojuma un ražotāja informatīvajos bukletos, garantē izstrādājuma efektivitāti un drošību.
- Produktu nedrīkst lietot bērniem, pacientiem ar atmiņas traucējumiem, ar pazeminātu apziņas līmeni un psihiski slimiem pacientiem bez aprūpētāja uzraudzības.
- Produktu nedrīkst lietot personām ar vīrusspējas vai dzīlas jušanas traucējumiem bez aprūpētāja uzraudzības.
- Nelietojiet izstrādājumu uz netīras ādas. Produkta lietošanas laikā sistemātiski jāpārbauda ādas stāvoklis.
- Nelietot produktu cilvēkiem ar ādas bojājumiem, asins recēšanas traucējumiem, pietūkumu un paplašinātām vēnām vietās, kas saskaras ar produktu, bez iepriekšējās konsultācijas ar ārstējošo ārstu vai terapeitu.
- Neizmantojiet izstrādājumu citiem nolūkiem, nekā paredzēts.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir deformēts vai bojāts.
- Nemēģiniet labot izstrādājumu pašī vai veikt jebkādas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā. Jebkāda iejaukšanās izstrādājuma konstrukcijā var izraisīt neatgriezenisku kaitējumu tā lietotāja veselībai.
- Neizmantojiet piederumus vai līdzekļus, kurus nav ieteicis ražotājs.
- Nelietojiet izstrādājumu nakī, iepriekš nekonsultējoties ar veselības aprūpes speciālistu vai terapeitu.
- Nelietojiet izstrādājumu atklātas liesmas tuvumā vai uz karstas virsmas. Tas var smagi savainot lietotāju un radīt nopietnas veselības traumas.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- **Brīdinājums!** Šajā rokasgrāmatā ir sniegta pamatinformācija, kas nepieciešama pareizai un drošai izstrādājuma lietošanai, apkopei un tīrīšanai.
- **Brīdinājums!** Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta norādījumu ieviešana laus droši lietot izstrādājumu un pagarināt tā kalpošanas laiku. Ja rodas nesakārtības, konsultējieties ar ārstu vai fizioterapeitu.
- **Brīdinājums!** Produkta lietošana neatbilstoši šajā rokasgrāmatā iekļautajiem norādījumiem var izraisīt nopietnus sarežģījumus.
- **Brīdinājums!** Glabājiet šo rokasgrāmatu pieejamā vietā.
- **Brīdinājums!** Katras lietošanas ir jāpārbauda, vai izstrādājumā nav redzami bojājumi, plaisas, vaļņgas šuves, deformācijas vai citi defekti, kas varētu apdraudēt lietotāja veselību. Ja tie konstatēti, ka izstrādājums ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar ražotāju. Tikai nebojāts izstrādājums un tā pareiza lietošana garantē tā pareizu darbību.
- **Brīdinājums!** Ražotājs ir atbildīgs tikai par slēptajiem defektiem vai bojājumiem, kas radušies pareizas ekspluatācijas laikā ražošanas defekta dēļ.
- **Brīdinājums!** Ražotājs ir atbildīgs par izstrādājuma pareizu darbību tikai tad, ja tas ir iegādāts no pilnvarota izplatītāja vai specializētā veikalā.
- **Brīdinājums!** Sāpes vienmēr ir brīdinājuma zīme. Ja sāpes saglabājas vai pastiprinās, jāvērsas oriģinārs aprūpes ārsta vai fizioterapeita.
- **Brīdinājums!** Produktu atļauts lietot tikai vienam pacientam.
- **Brīdinājums!** Produkts jālieto atbilstoši ārsta vai fizioterapeita ieteikumiem.
- Pirms pirmās lietošanas reizes, lūdz, pārbaudiet, vai izstrādājuma izmērs ir pareizs saskaņā ar izmēru tabulu. Tikai pareizs izmērs garantē ārstēšanas drošību un efektivitāti. Nepareiza izmēra noteikšana samazina ārstēšanas efektivitāti, var radīt diskomfortu un izraisīt nepareizu ķermeņa stāvokli lietošanas laikā. Ierīce ir jāizvēlas ārstējošajam ārstam, specializētam mazumtirgotājam vai fizioterapeitam.
- Ilgstoša izstrādājuma lietošana var izraisīt locītavu aktīvu un pasīvo kustību ierobežojumus. Ja nav kontrindikāciju, pasīvos vingrinājumus ieteicams veikt vairākas reizes dienā. Vingrinājumus individuāli izvēlas fizioterapeits pēc ārstējošā ārsta rekomendācijām.
- Ādai, kas atrodas saskarē ar izstrādājumu, jābūt tīrai. Nepieciešams sistemātiski pārbaudīt ādas stāvokli. Ja rodas ādas bojājumi vai pietūkums vietās, kas saskaras ar izstrādājumu (piemēram, epidermas nobrāzumi, brūces, izsitumi, ekzēma, pietūkums), sazinieties ar ārstējošo ārstu.
- Ortozi var nēsāt nakī tikai pēc ārstējošā ārsta ieteikuma. Pirms lietošanas noņemiet visu iepakojumu (papīra, plastmasas), nogriežamās etiķetes un kartona birkas.

!
Par jebkuru nopietnu negadījumu, kas saistīts ar ierīci, jāpaziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas lietotāja vai pacienta dzīvesvieta.
Ievērojiet izstrādājumam pievienotās VALKĀŠANAS INSTRUKCIJAS.
Visu pieejamo rezerves daļu saraksts ir apskatāms: www.reh4mat.com blakus izvēlētajam produktam.



Apliecinājums par izstrādājuma atbilstību ES regulu pamatprasībām

Ražotājs

Izgatavošanas datums

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu

BRĪDINĀJUMS

Sargāt no saules gaismas

Uzglabāšanas relatīvais mitrums

Uzglabāšanas temperatūras ierobežojumi

Uzglabāt sausā vietā

Pārstrādei paredzēts iepakojums

Medicīniskais izstrādājums

Sērijas numurs

Kataloga numurs

Iepakojums jāizmet miskastē

Zīme "Polijas galvaspilsēta" uzsvēr izstrādājuma vietējo izcelsmi

Produkts bez ķīmiskām vielām

Speciālistu ieteiktais izstrādājums

Ādai nekaitīgs izstrādājums

Inovātievs izstrādājums

Maksimālā ledarbībā ar minimālo aprikojumu

Ekoloģisks izstrādājums

Hipoalerģisks izstrādājums

Izturīgs izstrādājums

Ātras medicīniskās aprūpes izstrādājums

Τα καινοτόμα προϊόντα Reh4Mat κατασκευάζονται με απόλυτη προσοχή από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ικανοποίηση των ασθενών. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή επικοινωνήστε απευθείας με έναν εκπρόσωπο της **Reh4Mat** στο email: export@reh4mat.com.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το στρώμα αποσκοπεί στην παραχή οξυγόνου στους μαλακούς ιστούς και τα οστά των ασθενών που είναι καθηλωμένοι στο κρεβάτι και στην πρόληψη των πληγών λόγω πίεσης. Χρησιμοποιείται προληπτικά για την πρόληψη ελκών κατάκλισης και για την επώλυση των ήδη εμφανισθέντων πληγών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Προσοχή! Το στρώμα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με το κάλυμμα!
- Το προϊόν πρέπει να διατηρείται καθαρό και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή συχνότερα εάν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, γεγονός που εξασφαλίζει ότι το προϊόν διατηρείται σε καλή κατάσταση.
- Εάν υπάρχουν ακίδες στο προϊόν και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν εύκολα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πριν από το πλύσιμο.
- Πλένετε στο χέρι με χλιαρό σαπουνόνερο στους 30°C.
- Ξεπλύνετε καλά, χρησιμοποιήστε το όταν στεγνώσει εντελώς.
- Μην σιδερώνετε, μην χλωριώνετε, μην υποβάλετε σε στεγνωκαθάριασμα, μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό και ξηρό μέρος.
- Προστατέψτε το προϊόν από την υγρασία, μην το εκθέτετε σε ακραίες θερμοκρασίες, στεγνώνετε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή τον θεραπευτή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το λάθος μέγεθος του προϊόντος. Μόνο το κατάλληλο μέγεθος, επιλεγμένο σύμφωνα με τον πίνακα μεγεθών που υπάρχει στη συσκευασία του προϊόντος και στα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστή, εγγυάται την αποτελεσματικότηα και την ασφάλεια του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε παιδιά, ασθενείς με διαταραχές μνήμης, με μειωμένη συνείδηση και ψυχικά ασθενείς χωρίς την επίβλεψη ενός φροντιστή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άτομα με μειωμένη επιφανειακή ή βαθιά συναίσθηση χωρίς την επίβλεψη ενός φροντιστή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ακάθαρτο δέρμα. Πρέπει να ελέγχετε συστηματικά την κατάσταση του δέρματος κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άτομα με δερματικές αλλοιώσεις, διαταραχές της πήξης του αίματος, οίδημα και κηρούς στις περιοχές επαφής με το προϊόν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό ή τον θεραπευτή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλο σκοπό εκτός από τον προβλεπόμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι παραμορφωμένο ή κατεστραμμένο.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας ή να κάνετε αλλαγές στη δομή του προϊόντος. Οποιαδήποτε παρέμβαση στον σχεδιασμό του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην υγεία του χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή διαλύματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν τη νύχτα χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή τον θεραπευτή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ανοιχτές φλόγες ή σε καυτή επιφάνεια. Αυτό μπορεί να τραυματίσει σοβαρά τον χρήστη και να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στην υγεία.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **Προσοχή!** Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος, τη συντήρηση και τον καθαρισμό του.
- **Προσοχή!** Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η τήρηση των οδηγιών του προϊόντος εγχειριδίου θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια και να παρατηρήσετε τον κύκλο ζωής του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας.
- **Προσοχή!** Η χρήση του προϊόντος σε αντίθεση με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.
- **Προσοχή!** Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε προσβάσιμο μέρος.
- **Προσοχή!** Πριν από κάθε χρήση, το προϊόν πρέπει να ελέγχεται για ορατές ζημιές, ρυγμές, χαλαρές ραφές, παραμορφώσεις ή άλλα ελαττώματα που θα μπορούσαν να θέσουν τον χρήστη σε κίνδυνο κατά τη χρήση. Εάν διαπιστωθεί ότι το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Μόνο ένα άθικτο προϊόν και η σωστή χρήση του εγγυώνται την ορθή λειτουργία του.
- **Προσοχή!** Ο κατασκευαστής ευθύνεται μόνο για λανθάνοντα ελαττώματα ή ζημιές που προκύπτουν κατά την ορθή χρήση ως αποτέλεσμα κατασκευαστικού ελαττώματος του προϊόντος.
- **Προσοχή!** Ο κατασκευαστής ευθύνεται για την ορθή λειτουργία του προϊόντος μόνο εάν αυτό έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή εξειδικευμένο κατάστημα.
- **Προσοχή!** Ο πόνος είναι πάντα ένα προειδοποιητικό σημάδι. Εάν ο πόνος επιμένει ή επιδεινώνεται, πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή τον φυσικοθεραπευτή σας.
- **Προσοχή!** Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έναν ασθενή.
- **Προσοχή!** Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται όπως συνιστάται από τον ιατρό ή τον φυσικοθεραπευτή σας.
- Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλούμε ελέγξτε ότι το μέγεθος του προϊόντος είναι σωστό, σύμφωνα με τον πίνακα μεγεθών. Μόνο το σωστό μέγεθος εγγυάται την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ένα λανθασμένο μέγεθος μειώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και να οδηγήσει σε κακή θέση του σώματος κατά τη χρήση. Η συσκευή πρέπει να επιλέγεται από τον θεράποντα ιατρό, έναν εξειδικευμένο έμπορο λιανικής πώλησης ή έναν φυσικοθεραπευτή.
- Το δέρμα στην περιοχή που έρχεται σε επαφή με το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό. Πρέπει να ελέγχετε συστηματικά την κατάσταση του δέρματος. Σε περίπτωση δερματικών αλλοιώσεων ή οιδήματος στις περιοχές επαφής με το προϊόν (π.χ. επιδερμικές εκδορές, πληγές, ερύθημα, έκζεμα, οίδημα), επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό.
- Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες (χάρτινες, πλαστικές), τις ετικέτες προς αποκοπή και τις ετικέτες από χαρτόνι πριν από τη χρήση.

Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με τη συσκευή πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Κράτους-Μέλους στο οποίο διαμένει ο χρήστης ή ο ασθενής.

Ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ που περιλαμβάνονται στο προϊόν.

Ένας κατάλογος όλων των διαθέσιμων ανταλλακτικών είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: www.reh4mat.com για το επικλεγμένο προϊόν.

	Βεβαίωση συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών της ΕΕ
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία παραγωγής
	Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza
	ΠΡΟΣΟΧΗ
	Προστατέψτε από το ηλιακό φως
	Σχετική υγρασία αποθήκευσης
	Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης
	Αποθήκευση σε ξηρό μέρος
	Ανακυκλώσιμη συσκευασία
	Ιατρικό προϊόν
	Αριθμός παρτίδας
	Αριθμος καταλογου
	Η συσκευασία πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια
	Το σήμα “Polish Capital” τονίζει τον τοπικό χαρακτήρα του προϊόντος
	Προϊόν χωρίς χημικά
	Προϊόν που συνιστάται από ειδικούς
	Προϊόν φιλικό προς το δέρμα
	Καινοτόμο προϊόν
	Μέγιστο αποτέλεσμα σε ελάχιστη συσκευή
	Οικολογικό προϊόν
	Υποαλλεργικό προϊόν
	Ανθεκτικό προϊόν
	Προϊόν ταχείας ιατρικής προμήθειας