

ПРОИЗВОДИТЕЛЪ / ПРОИЗВОДИТЕЛ / PROIZVOĐAČ /
VÝROBCE / FABRIKANT / TOOTJA / DÉANTÓIR /
GAMINTOJAS / FABRIKANT / VÝROBCA / PROIZVAJALEC /
TILLVERKARE / GYÁRTÓ / PRODUTTORE / PRODUCĂTOR /
RAŽOTĀJS / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / الشركة المصنعة

 **REH4MAT Sp. z o.o.**
35-301 Rzeszów
ul. Zenitowa 5a, POLAND

Mailing address

ul. Truskawkowa 17, Władna Góra,
37-500 Jarosław, POLAND
tel. +48 16 621 42 20 wew. 3
tel. +48 16 621 41 35 wew. 3
fax: +48 16 621 42 13

e-mail: biuro@reh4mat.com, export@reh4mat.com
www.reh4mat.com, www.probraces.com

The manufacturer holds the ISO 13485 international
Quality Management System certificate.

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ / МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ / MEDICINSKI
PROIZVOD / ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK / MEDICINSK VARE /
MEDITSIIINISEADE / TÁIRGE LEIGHIS / MEDICINOS PRIEMONÉ / MEDISCH
APPARAAT / ZDRAVOTNÍČKA POMŮČKA / MEDICINSKI PRIPOMOČEK /
MEDICINTEKNISK PRODUKT / EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉK / PRODOTTO MEDICO
/ DISPOZITIV MEDICAL / MEDICÍNISKĀIS IZSTRĀDĀJUMS / ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
/ الجهاز الطبي

UMDNS: 18029



- RU** ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ - ОРТЕЗ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
- BG** РЪКОВОДСТВО - СТРАНА ЗА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ
- HR** KORISNIČKE UPUTE - STEZALJKA ZA DONJE UDOVE
- CZ** UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ORTÉZA DOLNÍ KONČETINY
- DK** BRUGSANVISNING - UNDERLEMSSTØT
- EE** KASUTUSJUHEND - ALAJÄSEME TURG
- IE** LÁMHLEABHAR ÚSÁIDEORA - GÉAG NÍOS ÍSLE
- LT** NAUDOJIMO INSTRUKCIJA - APATINĖS GALŪNĖS ĮTRAUKOS
- NL** HANDLEIDING - ONDERSTE LEDEMATENBRACE
- SK** POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - PODPORA NA DOLNÉ KONČATINY
- SI** NAVODILA ZA UPORABO - OPOZA ZA SPODNJE UDE
- SE** BRUKSANVISNING - UNDERLEMMARSTAG
- HU** HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALSÓ VÉGTAGOK MEGTARTÓ
- IT** MANUALE UTENTE - TUTORE PER ARTO INFERIORE
- RO** MANUAL DE UTILIZARE - BREȚĂ MEMBRUL INFERIOR
- LV** LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA - APAKŠĒJĀS KLĀTNIECĪBAS
- EL** ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΝΙΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
- SA** تعليمات التشغيل دعامة الأطراف السفلية

DATA ПОСЛЕДНЕЙ АКТУАЛИЗАЦИИ / DATA НА ОБНОВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО / DATUM ZADNJE DOPUNE KORISNIČKIH UPUTA / DATUM AKTUALIZACE MANUÁLU / DATO FOR SENESTE AJOURFØRING AF BRUGSANVISNINGEN / KASUTUSJUHENDI UUENDAMISE KUUPÄEV / DATA ATHBHREITHNIÚ AN LÁMHLEABHAIR / INSTRUKCIJA ATNAUJINTA / DE LAATSTE DATUM VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING / DATUM AKTUALIZÁCIE POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY / DATUM POSODOBITVE UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA / UPDATERINGENS DATUM / AZ UTASÍTÁS FRISSÍTÉSÉNEK DÁTUMA / DATA DI REVISIONE DEL MANUALE / DATA ACTUALIZĂRII MANUALULUI DE UTILIZARE / ROKASGRĀMATAS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ / رمز مراجعة تعليمات التشغيل / تاريخ

28.02.2024

СИМВОЛ ИНСТРУКЦИИ / СИМВОЛ НА РЪКОВОДСТВОТО / SIMBOL KORISNIČKIH UPUTA / SYMBOLY UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU / SPROGUDGAVE / KASUTUSJUHENDI SÜMBOL / SIOMBAIL AN LÁMHLEABHAIR / INSTRUKCIJOS SIMBOLIS / SYMBOL VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING / SYMBOL UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY / SIMBOLI UPORABNIŠKIH NAVODIL / SYMBOL / AZ UTASÍTÁS JELZÉSE / SIMBOLO DEL MANUALE / SIMBOLUL MANUALULUI DE UTILIZARE / ROKASGRĀMATĀ IZMANTOTIE SIMBOLI / ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ / رمز تعليمات التشغيل

53/U/L/4

Продукция Reh4Mat - современная и инновационная, изготовленная с особой тщательностью из самых качественных материалов. Тщательностью, с использованием материалов высочайшего качества. Наша главная цель - достижение удовлетворенности пациентов. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом или непосредственно с сотрудником Reh4Mat по электронной почте: biuro@reh4mat.com.

ПОКАЗАНИЯ

Орtez нижней конечности стабилизирует суставы нижней конечности. Постоянное сжатие облегчает боль и улучшает процесс заживления. Орtez нижних конечностей применяют при ревматических поражениях, неврологических и ортопедических заболеваниях, при послеоперационном лечении и в процессе реабилитации.

КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

- Орtez следует содержать в чистоте и использовать в соответствии с рекомендациями производителя, содержащимися в данном руководстве.
- Изделие следует очищать систематически, не реже одного раза в месяц или при необходимости чаще, в соответствии с рекомендациями производителя, обеспечивая его поддержание в хорошем состоянии.
- Если изделие содержит поручни или весы и его можно легко разобрать, перед стиркой их следует демонтировать.
- Ручная стирка в теплой воде с мылом при температуре 30°C.
- Тщательно промойте и используйте после полного высыхания.
- Не гладить, не отбеливать, не подвергать химической чистке, не сушить в стиральной машине.
- Продукт следует хранить в чистом и сухом помещении.
- Беречь от влаги, не подвергать воздействию экстремальных температур, сушить вдали от источников тепла.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


- Не используйте продукт без консультации с вашим лечащим врачом или терапевтом.
- Не используйте изделия неправильного размера. Используйте только правильный размер, в соответствии с таблицей размеров на упаковке продукта и информационным материалом производителя. Гарантирует эффективность и безопасность.
- Не используйте продукт для детей, людей с ослабленной памятью и психически больных без присмотра воспитателя.
- Не используйте изделие на людях с поверхностными или глубокими сенсорными нарушениями без присмотра обслуживающего персонала.
- Не используйте средство на необработанной коже. Необходимо регулярно следить за состоянием кожи и проверять состояние кожи во время использования.
- Не используйте продукт у людей с повреждениями кожи, нарушениями свертываемости крови, отеками и варикозным расширением вен в области приклеивания без предварительной консультации с терапевтом или врачом общей практики.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Не используйте устройство, если оно деформировано или повреждено.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие или вносить несанкционированных модификаций изделия. Самостоятельное вмешательство в конструкцию изделия может привести к необратимому повреждению здоровья пользователя.
- Не используйте аксессуары или растворы, не рекомендованные производителем.
- Не используйте прибор вблизи открытого огня или на горячей поверхности. Это может серьезно травмировать пользователя и нанести серьезный вред здоровью.
- Не используйте продукт на ночь без предварительной консультации с врачом или терапевтом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Данная инструкция содержит основную информацию, необходимую для правильного и безопасного использования изделия, методов обслуживания и очистки и чистки.
- Перед использованием изделия пользователь должен прочитать данную инструкцию. Соблюдение инструкций, содержащихся в данной инструкции, позволит безопасно использовать изделие и продлить срок его службы. В случае сомнений проконсультируйтесь с вашим врачом или физиотерапевтом.
- Использование препарата в нарушение инструкции по применению может привести к серьезным осложнениям.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Храните это руководство в легкодоступном месте.
- Перед каждым использованием необходимо проверить изделие на наличие видимых повреждений, трещин, разошедшихся швов, деформаций или других дефектов, которые могут представлять опасность для пользователя во время использования. Если обнаружены какие-либо повреждения, прекратите использование и свяжитесь с производителем. и свяжитесь с производителем. Только неповрежденное изделие и его только неповрежденное изделие и его правильное использование гарантируют правильную работу изделия.
- Производитель несет ответственность только за скрытые дефекты или повреждения, возникшие во время правильной эксплуатации в результате производственного дефекта изделия.
- Производитель несет ответственность за правильное функционирование изделия только в том случае, если оно приобретено у авторизованного дистрибьютора или специализированного продавца в специализированном магазине.
- Боль - это всегда предупреждение. Если боль не проходит или усиливается, вам следует обратиться к врачу или физиотерапевту. Врач или физиотерапевт.
- Продукт должен использоваться только одним пациентом.
- Продукт следует использовать в соответствии с рекомендациями вашего врача или физиотерапевта.
- Перед первым использованием убедитесь, что размер изделия соответствует размеру с таблицей размеров. Только правильный размер гарантирует безопасность и эффективность лечения. Неправильно подобранный размер снижает эффективность терапии, может вызвать дискомфорт и привести к неправильному положению тела во время использования. Изделие должно быть выбрано врачом, продавец-специалист или физиотерапевт.
- Особое внимание следует уделить правильному применению препарата в соответствии с предписаниями детям, лицам с нарушениями памяти, психиатрическим больным и лицам с сенсорными нарушениями.
- Кожа в области наклеивания средства должна быть чистой. Необходимо систематически следить за состоянием кожи. Если на коже появляются повреждения или припухлости в месте приклеивания изделия (например, ссадины эпидермиса, травмы, сыпь, экзема, отеки) необходимо обратиться к врачу.
- В случае сопутствующего варикозного расширения вен, воспаления глубоких вен в анамнезе, отеков, применение препарата возможно только после консультации с врачом. врач.
- Все упаковки (бумажные, пластик), отрезанные бирки и картонные этикетки.

-  О любом серьезном инциденте, связанном с устройством, должно быть сообщено производителю и компетентному органу государства-члена, в котором проживает пользователь. Следуйте методу надевания, прилагаемому к изделию.

	Подтверждение соответствия продукта требованиям существенным требованиям нормативных актов ЕС
	Производитель
	Дата производства
	Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием
	Внимание!
	Защищайте от солнечного света
	Относительная влажность воздуха при хранении 10% - 80%
	Ограничение температуры хранения -20°C - 50°C
	Хранить в сухом месте
	Упаковка, пригодная для вторичной переработки
	Медицинское оборудование
	Номер лота
	Номер по каталогу
	Упаковку следует выбросить в мусорный бак
	Знак "Столица Польши" подчеркивает местный характер продукта
	Безхимический продукт
	Продукт рекомендован специалистами
	Безопасный для кожи продукт
	Инновационный продукт
	Максимальный эффект в минимальном продукте
	Экологический продукт
	Гипоаллергенный продукт
	Долговечный продукт
	Продукт быстрого медицинского снабжения

Продуктите на Reh4Mat са модерни и иновативни, изработени с много най-високо качество на материалите. Нашата основна цел е да постигнемудовлетворение на пациентите. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с вашия търговец или директно със служител на Reh4Mat по електронна поща: biuro@reh4mat.com.

ИНДИКАЦИИ

Ортезата за долен крайник стабилизира ставите на долния крайник. Постоянната компресия облекчава болката и подобрява лечебния процес. Ортезата за долен крайник се използва при ревматични лезии, неврологични и ортопедични заболявания, при следоперативно лечение и в рехабилитационния процес.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Ортезата трябва да се поддържа правилно чиста и да се използва в съответствие с препоръките на производителя, съдържащи се в това ръководство.
- Продуктът трябва да се почиства систематично, поне веднъж месечно или по-често, ако е необходимо, в съответствие с препоръките на производителя, като се гарантира, че се поддържа в добро състояние.
- Ако продуктът съдържа релси или люспи и може лесно да се демонтира, те трябва да бъдат демонтирани преди пране.
- Пере се на ръка в хладка вода със сапун при 30°C.
- Изплакнете обилно и използвайте, когато е напълно суха.
- Не гладете, не избелвайте, не сушете на химическо чистене, не сушете в сушилня.
- Продуктът трябва да се съхранява в чисто и сухо помещение.
- Пазете от влага, не излагайте на екстремни температури, изсушете далеч от източници на топлина.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

- Не използвайте продукта, без да се консултирате с общопрактикуващ си лекар или терапевт.
- Не използвайте продукт с неподходящ размер. Използвайте само правилния размер, в съответствие с таблицата с размери върху опаковката на продукта и указанията на производителя. Информационния материал на производителя, гарантира ефикасност и безопасност.
- Не използвайте продукта при деца, хора с нарушена памет и психично болни без надзор от страна на болногледач.
- Не използвайте продукта при лица с повърхностни или дълбоки сензорни смущения. Без надзор от страна на болногледач.
- Не използвайте продукта върху нетретирана кожа. Необходимо е редовно наблюдение на състоянието на кожата. Проверявайте състоянието на кожата по време на употреба.
- Не използвайте продукта при хора с кожни лезии, нарушения в кръвосъсирването, отоци и разширени вени в областта на залепване без предварителна консултация с лекар. Вашия общопрактикуващ лекар или терапевт.
- Не използвайте продукта по начин, за който не е предназначен.
- Не използвайте продукта, ако е деформиран или повреден.
- Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами или да правите неразрешени модификации на продукта. Независима намеса в конструкцията на продукта може да доведе до трайно увреждане на здравето на потребителя.
- Не използвайте аксесоари или разтвори, които не са препоръчани от производителя.
- Не използвайте продукта в близост до открит пламък или върху гореща повърхност. Това може да е сериозно да нарани потребителя и да доведе до сериозни увреждания на здравето.
- Не използвайте продукта през нощта, без предварително да се консултирате с Вашия лекар или терапевт.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Тези инструкции съдържат основната информация, необходима за правилната и безопасна употреба на продукта, методите за поддръжка и почистване. и почистване.
- Преди да използвате продукта, потребителят трябва да прочете тези инструкции. Спазване на инструкциите. Инструкциите, съдържащи се в тези инструкции, ще позволи безопасното използване на продукта и ще удължи неговата дълготрайност. Ако имате съмнения, моля, консултирайте се с вашия лекар. Консултирайте се с вашия лекар или физиотерапевт.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използване на продукта в противоречие с инструкциите за употребата може да доведе до сериозни усложнения.
- Съхранявайте това ръководство на леснодостъпно място.
- Преди всяка употреба продуктът трябва да се проверява за видими повреди, пукнатини, разхлабени шевове, деформации или другидефекти, които могат да застрашат потребителя по време на употреба. Ако бъдат открити някакви повреди, преустановете употребата и се свържете с производителя. и се свържете с производителя. Само неповредено изделие и неговите правилна употреба гарантира правилното функциониране на продукта.
- Производителят носи отговорност само за скрити дефекти или повреди, възникнали по време на правилна експлоатация в резултат на производствен дефект на продукта.
- Производителят носи отговорност само за правилното функциониране на. Производителят носи отговорност за правилното функциониране на продукта само ако е закупен от оторизиран дистрибутор или специализиран търговец на дребно. в специализиран магазин.
- Болката винаги е предупреждение. Ако болката продължава или Ако болката продължава или се засилва, трябва да се обърнете към Вашия лекар или физиотерапевт. лекар или физиотерапевт.
- Продуктът трябва да се използва само от един пациент.
- Продуктът трябва да се използва по предписание на лекар или физиотерапевт.
- Преди първата употреба проверете дали размерът на продукта е правилен. според таблицата с размери. Само правилният размер гарантира безопасността и ефективността на лечението. Неправилно определяне на размера намалява ефективността на терапията, може да причини дискомфорт и да доведе до неправомерно положение на тялото по време на употреба. Продуктът трябва да бъде избран от практикуващ лекар, специализиран търговец или физиотерапевт.
- Особено внимание трябва да се обърне на правилната употреба на продукта, както е предписано. както е указано при деца, лица с нарушена памет, психиатрични пациенти и лица със сензорни нарушения.
- Кожата в зоната, където се залепва продуктът, трябва да е чиста. Необходимо е да се системно наблюдение на състоянието на кожата. Ако се появят кожни лезии или отоци. отоци в зоната на залепване на продукта (напр. ожулвания на епидермиса, наранявания, обриви, екзема, подуване) е необходимо да се свържете с медицинско лице.
- В случай на съпътстващи варикозни вени, анамнеза за възпаление на дълбоките вени, подуване, употребата на продукта е възможна само след консултация с лекар. лекар.
- Всички опаковки (хартия, пластмаса), етикети, които трябва да се отрежат, и картонени етикети.

!

Всеки сериозен инцидент, свързан с дадено устройство, трябва да бъде съобщаван на производителя и на компетентния орган на държавата-членка, в която която пребивава потребителят.

Следвайте метода за обличане, предоставен с продукта.

	Удостоверяване на съответствието на продукта с изискванията на съществени изисквания на регламентите на ЕС
	Производител
	Дата на производство
	Моля, прочетете ръководството за употреба преди употреба
	Внимание!
	Защитете от слънчева светлина
	Относителна влажност при съхранение
	Ограничение на температурата на съхранение
	Съхранявайте на сухо място
	Опаковка, която може да се рециклира
	Медицинско устройство
	Номер на партидата
	Каталожен номер
	Опаковката трябва да се изхвърли в кошчето за боклук
	Маркировката "Полска столица" подчертава местния характер на продукта
	Продукт без химикали
	Продукт, препоръчан от специалисти
	Продукт, щадящ кожата
	Иновативен продукт
	Максимален ефект в минимален продукт
	Екологичен продукт
	Хипоалергенен продукт
	Издръжлив продукт
	Продукт бързо медицинско снабжение



Reh4Mat proizvodi su moderni i inovativni, proizvedeni s velikom pažnjompažljivo izrađen od najkvalitetnijih materijala. Naš ključni cilj je dobitizadovoljstvo pacijenata. Ako imate pitanja, obratite se prodavaču ili direktno sa djelatnikom Reh4Mata na e-mail: biuro@reh4mat.com.

INDIKACIJE

Ortoza za donje ekstremitete stabilizira zglobove donjih ekstremiteta. Stalna kompresija ublažava bol i poboljšava proces zacjeljivanja. Ortoza za donje ekstremitete koristi se kod reumatskih lezija, neuroloških i ortopedskih oboljenja, u postoperativnom liječenju i u procesu rehabilitacije.

ZBRINJAVANJE I ODRŽAVANJE

- Ortozu treba održavati ispravno čistom i koristiti u skladu s preporukama proizvođača sadržanim u ovom priručniku.
- Proizvod treba sustavno čistiti, barem jednom mjesečno ili češće po potrebi, u skladu s preporukama proizvođača, vodeći računa da se održava u dobrom stanju.
- Ako proizvod sadrži tračnice ili ljuske i može se lako rastaviti, treba ih rastaviti prije pranja.
- Ručno pranje u mlakoj vodi sapunom na 30°C.
- Temeljito isperite i koristite kada se potpuno osuši.
- Ne glačajte, ne izbjeljivajte, ne čistite kemijski, ne sušite u sušilici rublja.
- Proizvod treba čuvati u čistoj i suhoj prostoriji.
- Zaštititi od vlage, ne izlagati ekstremnim temperaturama, sušiti dalje od izvora topline.

KONTRAINDIKACIJE

- Ne koristite proizvod bez savjetovanja s liječnikom ili terapeutom.
- Nemojte koristiti proizvod neodgovarajuće veličine. Samo ispravno odabranoveličine, u skladu s tablicom veličina koja se nalazi na pakiranju proizvoda i informativnih materijala proizvođača, jamči učinkovitost i sigurnost.
- Nemojte koristiti proizvod kod djece, osoba s poremećajima pamćenja i psihički bolesnih osobatarateljski nadzor.
- Ne koristiti proizvod kod osoba s površnim i dubokim senzornim poremećajimabez nadzora staratelja.
- Nemojte koristiti proizvod na neočišćenoj koži. Potrebno je biti sustavanprovjera stanja kože tijekom korištenja proizvoda.
- Nemojte koristiti proizvod kod osoba s kožnim lezijama, poremećajima zgrušavanja krvi,oteklina i proširenih vena na mjestu njegovog prianjanja bez prethodne konzultacije sasvog liječnika ili terapeuta.
- Nemojte koristiti proizvod na način za koji nije namijenjen.
- Nemojte koristiti proizvod ako je deformiran ili oštećen.
- Ne biste trebali sami pokušavati popraviti proizvod niti vršiti bilo kakve popravkesve neovisne promjene u dizajnu proizvoda. Samostalna intervencija udizajn proizvoda može dovesti do trajnog oštećenja zdravlja korisnika.
- Nemojte koristiti pribor i rješenja koja nije preporučio proizvođač.
- Nemojte koristiti proizvod u blizini otvorenog plamena ili na vrućoj površini. Pa moždaozbiljno ozlijediti korisnika i ozbiljno oštetiti zdravlje.
- Nemojte koristiti proizvod noću bez prethodnog savjetovanja s liječnikom ili terapeutom.

PRAVILA SIGURNOSTI

- Ovaj priručnik sadrži osnovne podatke potrebne zapravilna i sigurna uporaba proizvoda, način održavanjai čišćenje.
- Prije korištenja proizvoda korisnik je dužan:pročitajte ovaj priručnik. Slijedeći uputesadržane u ovom priručniku omogućit će vam sigurnu upotrebu proizvodai produžit će mu trajnost. Ako ste u nedoumici, obratite seposjetite svog liječnika ili fizioterapeuta.
- Korištenje proizvoda suprotno uputama za uporabomože izazvati ozbiljne komplikacije.
- Čuvajte ovaj priručnik na lako dostupnom mjestu.

PRAVILA SIGURNOSTI

- Prije svake uporabe potrebno je provjeriti proizvodvidljiva oštećenja, pukotine, labavi šavovi, deformacije ili drugonedostatke koji mogu predstavljati prijetnju korisniku tijekom rada. U slučajuako je proizvod oštećen, treba ga prekinuti i obratite se proizvođaču. Samo neoštećeni proizvod i njegov sadržajpravilna uporaba jamči njegovo ispravno funkcioniranje.
- Proizvođač je odgovoran samo za skrivene nedostatke ili oštećenjatijekom pravilne uporabe kao rezultat tvorničke greške proizvoda.
- Proizvođač je odgovoran za ispravno funkcioniranjeproizvod samo ako je kupljen od ovlaštenog distributera ili specijaliziranoj trgovini.
- Bol je uvijek upozorenje. U slučaju upornosti iliako se bol pojača, trebate se posavjetovati s liječnikomvoditelj ili rehabilitator.
- Proizvod smije koristiti samo jedan pacijent.
- Proizvod treba koristiti u skladu s preporukama liječnika ili rehabilitatora.
- Prije prve uporabe provjerite je li proizvod odgovarajuće veličineodabrani prema tablici veličina. Samo prave veličinejamči sigurnost i učinkovitost terapije. Neispravan odabir veličinesmanjuje učinkovitost terapije, može uzrokovati nelagodu i dovesti do zatvorapogrešan položaj tijela tijekom uporabe. Proizvod treba odabrati liječnikoperater, specijalizirani prodavač ili rehabilitator.
- Posebnu pozornost treba posvetiti pravilnoj uporabi proizvodas preporukama za djecu, osobe s poremećajima pamćenja, psihički bolesne osobe i osobesa senzornim poremećajima.
- Koža na kojoj proizvod prianja mora biti čista. Nužno jesustavno praćenje stanja kože. U slučaju oštećenja kože ili otokline na mjestima gdje se proizvod lijepi (npr. abrazije, rane, osip,ekcem, oteklina) potrebno je obratiti se svom liječniku.
- U slučaju istovremenog postojanja proširenih vena, prethodne upale dubokih vena,oteklina, proizvod se može koristiti samo nakon savjetovanja s liječnikomvoditeljica.
- Prije upotrebe uklonite svu ambalažu (papir, plastične), oznake koje treba odrezati i kartonske oznake.



Svaki ozbiljan incident koji uključuje proizvod mora se prijaviti proizvođači nadležno tijelo države članice, ugdje korisnik boravi. Molimo slijedite način postavljanja koji je priložen uz proizvod.



Deklaracija da proizvod zadovoljava sve neophodne potrebe



Proizvođač



Datum proizvodnje



Molimo pročitajte upute prije korištenja



Upozorenje!



Zaštitite od sunčeve svjetlosti



80%
10% Skladištiti na relativno vlažnom mjestu



50°C
-20°C Skladištiti na mjestu ograničene temperature



Skladištiti na suhom mjestu



Упаковка pakiranje proizvoda može se reciklirati



Medicinski proizvod



Lota broj



Kataloški broj



Pakiranje je potrebno baciti u za to predviđeno mjesto



Знак „Polish Capital“ naglašava lokalitet proizvoda



Proizvod oslobođen kemijskih utjecaja



Proizvod preporučaju specijalisti



Proizvod nije štetan za korištenje na koži



Inovacija



Manja veličina, veća učinkovitost proizvoda



Ekološki osvješten proizvod



Hipoalergeni proizvod



Izdržljiv proizvod



Proizvod namijenjen za korištenje u odjelima Hitne



Výrobky Reh4Mat jsou moderní a inovativní, vyrobené s velkou nejvyšší kvalitou materiálů. Naším hlavním cílem je dosáhnout spokojenosti pacientů. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce nebo přímo se zaměstnancem společnosti Reh4Mat prostřednictvím e-mailu: biuro@reh4mat.com.

ÚČEL VÝROBKU

Ortéza dolní končetiny stabilizuje klouby na dolní končetině. Neustálá komprese zmírňuje bolest a zlepšuje proces hojení. Ortéza dolní končetiny se používá při revmatických lézích, neurologických a ortopedických poruchách, při pooperační léčbě a v rehabilitačním procesu.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Ortéza by měla být udržována řádně čistá a používána v souladu s doporučeními výrobce obsaženými v tomto návodu.
- Výrobek by měl být čistěn systematicky, alespoň jednou měsíčně nebo v případě potřeby častěji, v souladu s doporučeními výrobce, aby byl zajištěn jeho dobrý stav.
- Pokud výrobek obsahuje kolejničky nebo váhy a lze je snadno demontovat, měly by být před mytím demontovány.
- Prát ručně ve vlažné vodě s mýdlem na 30°C.
- Důkladně opláchněte a použijte po úplném vysušení.
- Nežehlit, nebělit, chemicky nečistit, nesusít v sušičce.
- Výrobek by měl být skladován v čisté a suché místnosti.
- Chraňte před vlhkostí, nevystavujte extrémním teplotám, sušte mimo zdroje tepla.

KONTRAINDIKACE

- Nepoužívejte přípravek bez konzultace s praktickým lékařem nebo terapeutem.
- Nepoužívejte výrobek nesprávné velikosti. Používejte pouze správnou velikost velikost v souladu s velikostní tabulkou na obalu výrobku a údaji výrobce. Informační materiál výrobce, zaručuje účinnost a bezpečnost.
- Přípravek nepoužívejte u dětí, osob s poruchami paměti a duševně nemocných osob bezdohledu ošetřovatele.
- Nepoužívejte přípravek u osob s povrchovými nebo hlubokými smyslovými poruchami. bez dohledu ošetřovatele.
- Nepoužívejte přípravek na neošetřenou pokožku. Je nutná pravidelná kontrola stavu pokožky kontrolovat stav pokožky v průběhu používání.
- Přípravek nepoužívejte u osob s kožními lézemi a poruchami srážlivosti krve, otoky a křečovými žilami v oblasti jeho přilnutí bez předchozí konzultace s lékařem. praktickým lékařem nebo terapeutem.
- Nepoužívejte výrobek způsobem, pro který není určen.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je deformovaný nebo poškozený.
- Nepokoušejte se výrobek sami opravovat nebo provádět žádné neautorizované úpravy výrobku. Samostatné zásahy dokonstrukce výrobku může mít za následek trvalé poškození zdraví uživatele.
- Nepoužívejte příslušenství nebo roztoky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo na horkém povrchu. To může vážně zranit uživatele a vést k vážnému poškození zdraví.
- Nepoužívejte přípravek v noci bez předchozí konzultace s lékařem nebo terapeutem.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Tyto pokyny obsahují základní informace potřebné pro správné a bezpečné používání výrobku, údržbu a způsoby čištění. a čištění.
- Před použitím výrobku musí uživatel přečíst tento návod. Dodržování návodu obsažených v tomto návodu umožní bezpečné používání výrobku. a prodlouží jeho životnost. V případě pochybností se obraťte na svého konzultovat se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.
- Použití výrobku v rozporu s návodem k použití může vést k závažným komplikacím.
- Tento návod uchovávejte na snadno přístupném místě.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před každým použitím je třeba zkontrolovat, zda výrobek neobsahuje viditelná poškození, praskliny, uvolněné švy, deformace nebo jiná poškození. závady, které by mohly ohrozit uživatele během používání. Pokud se na stránkách zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce. a kontaktujte výrobce. Pouze nepoškozený výrobek a jeho správné používání zaručuje správnou funkci výrobku.
- Výrobce odpovídá pouze za skryté vady nebo poškození, ke kterým došlo při správném provozu v důsledku výrobní vady výrobku.
- Výrobce je odpovědný pouze za správné fungování. Výrobce odpovídá za správnou funkci výrobku pouze v případě, že je zakoupen u autorizovaného distributora nebo specializovaného prodejce. ve specializovaném obchodě.
- Bolest je vždy varováním. Pokud bolest přetrvává nebo Pokud bolest přetrvává nebo se zhoršuje, měli byste navštívit svého lékaře nebo fyzioterapeuta. Lékař nebo fyzioterapeut.
- Přípravek by měl používat pouze jeden pacient.
- Přípravek by měl být používán podle doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je velikost výrobku správná. podle tabulky velikostí. Pouze správná velikost zaručuje bezpečnost a účinnost ošetření. Nesprávná velikost snižuje účinnost léčby, může způsobit nepohodlí a vést k poranění. nesprávné poloze těla během používání. Výrobek by měl být vybrán podle praktického lékaře, specializovaného prodejce nebo fyzioterapeuta.
- Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnému používání přípravku podle předpisu. podle pokynů u dětí, osob s poruchami paměti, psychiatrických pacientů a osob s poruchami paměti. smyslovými poruchami.
- Pokožka v oblasti, kam se přípravek přikládá, by měla být čistá. Je nutné systematicky sledovat stav pokožky. Pokud se na kůži objeví kožní léze nebo otoky v místě přilnutí přípravku (např. odřeniny kůže, poranění, vyrážka, ekzém, otok) je nutné kontaktovat lékaře.
- V případě koexistujících křečových žil, anamnézy zánětu hlubokých žil, otoky, je použití přípravku možné pouze po konzultaci s lékařem. lékař.
- Veškeré obaly (papírové, plastové), odstraněné visačky a kartonové etikety.



Každá závažná událost týkající se zařízení musí být oznámena výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, v němž se nachází. v němž má uživatel bydliště.

Postupujte podle způsobu oblékání dodaného s výrobkem.

	Prohlášení, že výrobek splňuje základní požadavky
	Výrobce
	Datum výroby
	Prosíme před použitím si přečtěte pokyny v manuálu
	Pozor!
	Chraňte před sluncem
	Relativní vlhkost při skladování
	Limitovaná teplota při skladování
	Skladujte v suchu
	Obal je recyklovatelný
	Zdravotnický prostředek
	Číslo šarže
	Katalogové číslo
	Obal by měl být hozen do koše
	Symbol polského hlavního města zdůrazňuje lokalitu
	Výrobek bez chemikálií
	Doporučeno specialisty
	Přátelské k pokožce
	Inovativní výrobek
	Minimální přístroj, maximální efekt
	Ekologicky šetrný výrobek
	Hypoalergenní výrobek
	Odolný výrobek
	ER výrobek

Følg den vedlagte monteringsvejledning. Reh4Mat-produkterne er moderne og innovative, fremstillet med stor omhu af materialer af højeste kvalitet. Reh4Mat-produkter er moderne og innovative, fremstillet med stor omhu af materialer af højeste kvalitet. Vores vigtigste mål er at opnå patienttilfredshed. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din forhandler eller direkte med en Reh4Mat-medarbejder via e-mail: biuro@reh4mat.com for produktet.

VARENS TILSIGTEDE FORMÅL

Underekstremitetsortosen stabiliserer leddene i underekstremiteterne. Konstant kompression lindrer smerter og forbedrer helingsprocessen. Underekstremitetsortosen anvendes ved gigtlæsioner, neurologiske og ortopædiske lidelser, i postoperativ behandling og i rehabiliteringsforløbet.

VEDLIGEHOJDELSE OG OPBEVARING

- Ortosen skal holdes ordentligt ren og bruges i overensstemmelse med producentens anbefalinger i denne manual.
- Produktet bør rengøres systematisk, mindst en gang om måneden eller oftere, hvis det er nødvendigt, i overensstemmelse med producentens anbefalinger, for at sikre, at det holdes i god stand.
- Hvis produktet indeholder skinner eller skæl og let kan skilles ad, skal de skilles ad før vask.
- Håndvask i lunkent vand med sæbe ved 30°C.
- Skyl grundigt og brug, når det er helt tørt.
- Må ikke stryges, ikke bleges, ikke renses, ikke tørretumbles.
- Produktet skal opbevares i et rent og tørt rum.
- Beskyt mod fugt, udsæt ikke for ekstreme temperaturer, tør væk fra varmekilder.

KONTRAIKDIKATIONER


- Brug ikke produktet uden at konsultere din praktiserende læge eller terapeut.
- Brug ikke et produkt i den forkerte størrelse. Brug kun den korrektestørrelse i overensstemmelse med størrelsesskemaet på produktemballagen og producentens informationsmateriale. producentens informationsmateriale, garanterer effektivitet og sikkerhed.
- Brug ikke produktet på børn, personer med hukommelsessvigt og psykisk syge uden opsyn af en plejer. opsyn af en plejer.
- Brug ikke produktet på personer med overfladiske eller dybe sanseforstyrrelser uden opsyn af en plejer.
- Brug ikke produktet på ubehandlet hud. Regelmæssig overvågning af hudens tilstand er nødvendig. Kontroller hudens tilstand under brug.
- Brug ikke produktet til personer med hudlæsioner, blodkoagulationsforstyrrelser, hævelse og åreknuder i det område, hvor det klæbes på, uden forudgående konsultation med endin praktiserende læge eller terapeut.
- Brug ikke produktet på en måde, som det ikke er beregnet til.
- Brug ikke produktet, hvis det er deformeret eller beskadiget.
- Du må ikke selv forsøge at reparere produktet eller foretage uautoriserede ændringer på produktet. Uafhængig indblanding i produktets konstruktion kan resultere i permanente skader på brugerens helbred.
- Brug ikke tilbehør eller løsninger, der ikke er anbefalet af producenten.
- Brug ikke produktet i nærheden af åben ild eller på en varm overflade. Dette kanskade brugeren alvorligt og føre til alvorlige helbredsskader.
- Brug ikke produktet om natten uden først at konsultere din læge eller terapeut.


SIKKERHEDSREGLER

- Denne vejledning indeholder de grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for korrekt og sikker brug af produktet, vedligeholdelses- og rengøringsmetoder og rengøring.
- Før produktet tages i brug, skal brugeren læse denne vejledning. Overholdelse af instruktionerne i instruktionerne vil muliggøre sikker brug af produktet og forlænge dets holdbarhed. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte din læge eller fysioterapeut.
- Brug af produktet i strid med brugsanvisningen kan føre til alvorlige komplikationer. kan føre til alvorlige komplikationer.

SIKKERHEDSREGLER

- Opbevar denne manual på et let tilgængeligt sted.
- Før hver brug skal produktet kontrolleres for synlige skader, revner, løse sømme, deformationer eller andre defekter, der kan bringe brugeren i fare under brug. Hvis der findes skader, skal du stoppe med at bruge produktet og kontakte producenten og kontakt producenten. Kun et ubeskadiget produkt og dets korrekte brug garanterer, at produktet fungerer korrekt.
- Producenten er kun ansvarlig for skjulte defekter eller skader, der opstår under korrekt drift som følge af en fabriktionsfejl i produktet.
- Producenten er kun ansvarlig for, at produktet fungerer korrekt. Producenten er kun ansvarlig for, at produktet fungerer korrekt, hvis det er købt hos en autoriseret distributør eller specialforhandler i en specialforretning.
- Smerter er altid en advarsel. Hvis smerten varer ved eller hvis smerterne fortsætter eller forværres, bør du gå til din læge eller fysioterapeut. læge eller fysioterapeut.
- Produktet bør kun anvendes af én patient.
- Produktet skal anvendes som anbefalet af din læge eller fysioterapeut.
- Før første brug skal du kontrollere, at produktstørrelsen er korrekt i henhold til størrelsestabellen. Kun den korrekte størrelse garanterer behandlingens sikkerhed og effektivitet. Forkert størrelse reducerer effektiviteten af behandlingen, kan forårsage ubehag og føre til en forkert kroppsposition under brug. Produktet skal vælges af behandleren, behandleren, specialforhandleren eller fysioterapeuten.
- Der skal lægges særlig vægt på korrekt brug af produktet som foreskrevet som anvist hos børn, personer med hukommelsessvigt, psykiatriske patienter og personer med med sensoriske forstyrrelser.
- Huden i det område, hvor produktet klæber, skal være ren. Det er nødvendigt at systematisk overvåge hudens tilstand. Hvis der opstår hudlæsioner eller hævelser ved hævelser i det område, hvor produktet klæber (f.eks. hudafskrabninger, skader, udslet, eksem, hævelse), er det nødvendigt at kontakte en læge, eksem, hævelse), er det nødvendigt at kontakte en læge.
- I tilfælde af sameksisterende åreknuder, historie med dyb veneinflammation, hævelse, er brugen af produktet kun mulig efter konsultation med en læge. læge.
- Al emballage (papir, plastik), etiketter, der skal klippes af, og papetiketter.

 Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med et udstyr skal meddeles til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hvor brugeren er bosiddende. Følg monteringsvejledningen, der følger med produktet.

	CE-mærket bekræfter, at varen lever op til de væsentlige krav
	Fabrikant
	Výrobní data
	Nærværende brugsanvisning skal læses inden varen tages i brug
	Bemærk!
	Beskyttes mod solen
	Relativ opbevaringsfugtighed
	Opbevaringstemperaturbegrænsning
	Opbevares et tørt sted
	Emballagen kan genbruges
	Medicinsk vare
	Batchnummer
	Katalognummer
	Emballagen skal smides i skraldespanden
	Mærket „Den polske kapital“ understreger varens lokale karakter
	Kemikaliefri vare
	Vare, som anbefales af fagfolk
	Hudvenlig vare
	Innovativ vare
	Minimum udstyr – maksimal effekt
	Økologisk vare
	Allergivenlig
	Holdbar vare
	Vare til redning i nødstilfælde

Reh4Mat tooted on moodsad ja uuenduslikud, valmistatud suure hoolega ja kvaliteetsetest materjalidest. Meie peamine eesmärk on saavutada patsientide rahulolu. Kui teil on küsimusi, võtke palun ühendust oma müügiesindajaga või otse Reh4Mat'i töötajaga e-posti aadressil biuro@reh4mat.com.

NÄIDUSTUS

Alajäseme ortoos stabiliseerib alajäseme liigeseid. Pidev kompressioon leevendab valu ja parandab paranemisprotsessi. Alajäseme ortoosi kasutatakse reumaatiliste kahjustuste, neuroloogiliste ja ortopeediliste häirete korral, operatsioonijärgses ravis ja rehabilitatsiooniprotsessis.

HOOLDUS

- Ortoosi tuleb hoida korralikult puhtana ja seda tuleb kasutada vastavalt selles juhendis sisalduvatele tootja soovitudele.
- Toodet tuleb puhastada süstemaatiliselt, vähemalt kord kuus või vajadusel sagedamini, vastavalt tootja soovitudele, tagades selle heas seisukorras hoidmise.
- Kui toode sisaldab siine või kaalusid ja neid on lihtne lahti võtta, tuleks need enne pesemist lahti võtta.
- Käsi pesu leiges vees seebiga 30°C juures.
- Loputage hoolikalt ja kasutage pärast täielikku kuivamist.
- Mitte triikida, mitte pleegitada, mitte keemiliselt puhastada, mitte trummelkuivata.
- Toodet tuleb hoida puhtas ja kuivas ruumis.
- Kaitsta niiskuse eest, mitte hoida äärmuslikel temperatuuridel, kuivatada eemal soojusallikatest.

VASTUNÄIDUSTUSED

- Ärge kasutage toodet ilma oma perearstiga või terapeudiga konsulteerimata.
- Ärge kasutage vales suuruses toodet. Kasutage ainult õigetsuurust, vastavalt toote pakendil olevale suurus tabelile ja tootjatootja infomaterjaliga, tagab tõhususe ja ohutuse.
- Ärge kasutage toodet lastel, mäluhäiretega inimestel ja vaimuhaigetel ilmahooldaja järelevalveta.
- Ärge kasutage toodet isikutel, kellel on pindmised või sügavad sensoorsed häired ilma hooldaja järelevalveta.
- Ärge kasutage toodet töötlemata nahal. Vajalik on naha seisundi regulaarne jälgimine kontrollida naha seisundit kasutamise ajal.
- Ärge kasutage toodet inimestel, kellel on nahakahjustused, vere hüübimishäired, turse ja veenilaiendid selle kleepumisalal ilma eelneva konsultatsioonita arstiga oma perearstiga või terapeudiga.
- Ärge kasutage toodet viisil, milleks see ei ole ette nähtud.
- Ärge kasutage toodet, kui see on deformeerunud või kahjustatud.
- Ärge püüdke toodet ise parandada ega tehatoote omavolilisi muudatusi. Iseseisev sekkumine konstruktsiooni võib põhjustada kasutaja püsivaid tervisekahjustusi.
- Ärge kasutage tarvikuid või lahendusi, mida tootja ei ole soovitanud.
- Ärge kasutage toodet lahtise tule lähedal või kuumal pinnal. See võib tõsiselt vigastada kasutajat ja põhjustada tõsisid tervisekahjustusi.
- Ärge kasutage toodet öösel ilma arsti või terapeudiga nõu pidamata.

TURVANÕUDED

- Need juhised sisaldavad põhiteavet, mis on vajalik toote õigeks ja ohutuks kasutamiseks, selle hooldamiseks ja puhastamiseks ja puhastamine.
- Enne toote kasutamist peab kasutajalugeda käesolevat kasutusjuhendit. Juhiste järgimine käesolevas juhendis sisalduvate juhiste järgimine võimaldab toodet ohutult kasutada ja pikendab selle kasutusiga. Kahtluse korral pidage nõu omaarstiga või füsioterapeudiga.
- Toote kasutamine vastupidiselt kasutusjuhendile võib põhjustada tõsisid tüsistusi.
- Hoidke seda kasutusjuhendit kergesti ligipääsetavas kohas.

TURVANÕUDED

- Enne iga kasutuskorda tuleb toodet kontrollida, et see ei oleks nähtavaid kahjustusi, pragusid, lahtiseid õmblusi, deformatsioone või muud defekte, mis võivad kasutajat kasutamise ajal ohustada. Kuileitakse kahjustusi, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust tootjaga ja võtke ühendust tootjaga. Ainult kahjustamata toode ja sellekorrekne kasutamine tagab toote nõuetekohase toimimise.
- Tootja vastutab ainult varjatud defektide või kahjustuste eest, mis tekivad nõuetekohase kasutamise ajal toote tootmisvea tõttu.
- Tootja vastutab ainult järgmiste seadmete nõuetekohase toimimise eest Tootja vastutab toote nõuetekohase toimimise eest ainult siis, kui see on ostetud volitatud turustajalt või spetsialiseerunud jaemüüjalt spetsialiseeritud kaupluses.
- Valu on alati hoiatus. Kui valu püsib või kui valu püsib või süveneb, peaksite pöörduma arsti või füsioterapeudi poole. arsti või füsioterapeudi juurde.
- Toodet peaks kasutama ainult üks patsient.
- Toodet tuleb kasutada vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitudele.
- Enne esmakordset kasutamist kontrollige, et toote suurus oleks õige vastavalt suurus tabelile. Ainult õige suurus tagab ravi ohutuse ja tõhususe. Vale suuruse määramine vähendab ravi tõhusust, võib põhjustada ebamugavustunnet ja viivale kehaasendini kasutamise ajal. Toode tuleks validapraktik, spetsialiseerunud jaemüüja või füsioterapeut.
- Erilist tähelepanu tuleb pöörata toote õigele kasutamisele vastavalt ettekirjutustele vastavalt juhiste lastel, mäluhäiretega isikutel, psühhiaatrilistel patsientidel ja isikutel, kellel on sensoorsete häiretega.
- Nahk piirkonnas, kuhu toode kinnitub, peab olema puhas. Vajalik on naha seisundi süstemaatiline jälgimine. Kui nahakahjustused või tursed tekivad nahatursed toote kleepumisalal (nt nahahõõrdumine, vigastused, lööve, ekseem, turse) on vaja pöörduda arsti poole.
- Samaaegselt esinevate veenilaiendite korral, anamneesis sügav veenipõletik, tursed, on toote kasutamine võimalik ainult pärast arstiga konsulteerimist arstiga.
- Kõik pakendid (paber, plastikust), ära lõigatud sildid ja papp sildid.



Deklaratsioon, et toode vastab olulistele nõuetele



Tootja



Tootmise kuupäev



Palun lugege juhiseid enne kasutamist



Tähelepanu!



Hoida päikesevalguse eest



80 %
10 % Suhtelise niiskuse säilitamine



50°C
-20°C Ladustamistemperatuuri piiramine



Säilitage kuivas kohas



Pakend on taaskasutatav



Meditiiniseade



Partii number



Kataloogi number



Pakend tuleb visata prügikasti



"Poola pealinna" märk rõhutab toote kohalikkust



Keemiavaba toode



Spetsialistide soovitatud toode



Nahasõbralik toode



Uuenduslik toode



Minimaalne seade, maksimaalne efekt



Keskonnasõbralik toode



Hüpoallergeenne toode



Vastupidav toode



ER toode



Igast seadmega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatadatootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus seade asub kus kasutaja elab.

Järgige tootega kaasasolevat pealekandmismeetodit.

Tá táirgí Reh4Mat nua-aimseartha agus nuálaíoch, a mhonaraítear le cúram mórdéanta go cúramach de na hábhair chaighdeán is airde. Is é ár bpríomhspríoc a fháilsástacht othar. Má tá aon cheist agat, téigh i dteagmháil leis an díoltóir nógo díreach le fostaí Reh4Mat trí r-phost: biuro@reh4mat.com.

ÚSÁID BEARTAITHE

Déanann orthosis na géaga íochtair na hait sa ghéag íochtair a chobhsú. Maolaíonn comhbhrú leanúnach pian agus feabhsaíonn sé an próiseas cneasaithe. Úsáidtear orthosis na géaga níos ísle i gcás loit réamatach, neamhoird néareolaíocha agus ortaipéideacha, i gcóireáil iar-obráide agus sa phróiseas athshlánúcháin.

COTHABHÁIL AGUS STÓRÁIL

- Ba cheart an orthosis a choinneáil glan i gceart agus a úsáid de réir mholtaí an mhonaróra atá sa lámhleabhar seo.
- Ba cheart an táirge a ghlanadh go córasach, uair sa mhí ar a laghad nó níos minice más gá, i gcomhréir le moltaí an mhonaróra, ag cinntiú go gcoimeádtar i riocht maith é.
- Má tá ráillí nó scálaí sa táirge agus gur féidir iad a dhíchóimeáil go héasca, ba chóir iad a dhíchóimeáil roimh níocháin.
- Nigh lámh in uisce lukewarm le gallúnach ag 30 ° C.
- Sruthlaigh go maith agus bain úsáid as nuair a bhíonn sé tirim go hiomlán.
- Ná iarann, ná bleach, ná tirim glan, ná tumble tirim.
- Ba chóir an táirge a stóráil i seomra glan agus tirim.
- Cosain ó thaise, ná bí faoi lé teochtaí foircneacha, tirim amach ó fhoinsí teasa.

RABHADH























- Ná húsáid an táirge gan dul i gcomhairle le do dhochtúir nó le teiripeoir.
- Ná húsáid táirge de mhéid míchuí. Roghnaíodh i gceart amháinméid, i gcomhréir leis an tábla méid atá ar fáil ar an bpacáistiú táirge agusábhair faisnéise an mhonaróra, ráthaíonn sé éifeachtacht agus sábháilteacht.
- Ná húsáid an táirge i leanaí, daoine le neamhoird chuimhne agus daoine a bhfuil meabhairghalar orthumaoirseacht caomhnóir.
- Ná húsáid an táirge i ndaoine le neamhoird céadfacha superficial agus domhaingan mhaoirseacht chaomhnóra.
- Ná húsáid an táirge ar chraiceann neamhghlan. Is gá a bheith córasachseiceáil riocht an chraiceann agus an táirge á úsáid.
- Ná húsáid an táirge i ndaoine le loit chraicinn, neamhoird téachtadh fola,swelling agus veins varicose san áit a greamaitheacht gan dul i gcomhairle roimh ré ledo dhochtúir nó do theiripeoir.
- Ná húsáid an táirge ar bhealach nach bhfuil sé beartaithe dó.
- Ná húsáid an táirge má tá sé dífhoirmithe nó damáiste.
- Níor cheart duit iarracht a dhéanamh an táirge a dheisiú tú féin nó aon deisiúcháin a dhéanamhaon athruithe neamhspleácha ar dhearadh an táirge. Idirghabháil neamhspleách id'fhéadfadh damáiste buan a bheith mar thoradh ar dhearadh an táirge do shláinte an úsáideora.
- Ná húsáid gabhálais agus réitigh nach bhfuil molta ag an monaróir.
- Ná húsáid an táirge in aice le lasaír oscailte nó ar dhromchla te. Mar sin b'fhéidirdiobháil thromchúiseach don úsáideoir agus damáiste tromchúiseach a dhéanamh don tsláinte.
- Ná húsáid an táirge ar an oíche gan dul i gcomhairle le do dhochtúir nó do theiripeoir ar dtús.

RIALACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Tá an fhaisnéis bhunúsach atá riachtanach sa lámhleabhar seoúsáid cheart agus shábháilte an táirge, modh cothabhálaagus glanadh.
- Sula n-úsáideann sé an táirge, tá sé de dhualgas ar an úsáideoir:léigh an lámhleabhar seo le do thoil. Tar éis na treorachaatá sa lámhleabhar seo ligfidh tú chun an táirge a úsáid go sábháilteagus leathnóidh sé a marthanacht. Má tá amhras ort, téigh i gcomhairle le do thoilféach ar do dhochtúir nó fisiteiripeoir.
- Ag baint úsáide as an táirge contrártha leis na treoracha úsáided'fhéadfadh deacrachtaí tromchúiseacha a bheith ann.

RIALACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Coinnigh an lámhleabhar seo in áit inrochtana go héasca.
- Roimh gach úsáid, ba cheart an táirge a sheiceáil le haghaidhdamáiste infheicthe, scoilteanna, seams scaoilte, dífhoirmíochtaí nó eilelochtanna a d'fhéadfadh a bheith ina mbaol don úsáideoir le linn oibríochta. I gcásmá dhéantar damáiste don táirge, ba cheart é a scoragus déan teagmháil leis an monaróir. Níl ann ach an táirge gan damáiste agus a bhfuil annráthaíonn úsáid cheart a fheidhmiú cuí.
- Níl an monaróir faoi dhliteanas ach amháin i leith lochtanna folaithe nó damáistele linn úsáide cuí mar thoradh ar locht déantúsaíochta an táirge.
- Tá an monaróir freagrach as feidhmiú ceartan táirge ach amháin má cheannaítear é ó dháileoir údaraithe nó siopa speisialaithe.
- Is rabhadh é pian i gcónaí. I gcás marthanachta nó má mhéadaíonn an pian, ba chóir duit dul i gcomhairle le dochtúirceannaire nó athshláinaitheoir.
- Níor cheart ach othar amháin an táirge a úsáid.
- Ba cheart an táirge a úsáid de réir mholtaí dochtúir nó athshláinaithe.
- Roimh an gcéad úsáid, seiceáil an bhfuil an táirge ar an méid ceartroghnaithe i gcomhréir leis an tábla méid. Níl ach an méid cearráthaíonn sé sábháilteacht agus éifeachtacht na teiripe. Roghnú méid mícheartlaghdaíonn éifeachtúlacht na teiripe, féadfaidh sé míchompord a chur faoi deara agus constipation a bheith mar thoradh airseasamh coirp mícheart le linn úsáide. Ba chóir go roghnódh dochtúir an táirgeoibreoir, díoltóir speisialaithe nó athshláinaitheoir.
- Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar úsáid cheart an táirgele moltaí do leanaí, daoine a bhfuil neamhoird chuimhne orthu, daoine a bhfuil meabhairghalar orthu agus daoinele neamhoird céadfacha.
- Ba chóir go mbeadh an craiceann ina gcloíonn an táirge glan. Tá sé riachtanachmonatóireacht chórasach ar riocht craiceann. I gcás loit chraicinn nóat in áiteanna ina gcloíonn an táirge (m.sh. abrasions, wounds, gríos,eachma, swelling) tá sé riachtanach dul i dteagmháil le do dhochtúir.
- I gcás cómhaireachtála veins varicose, athlasadh na veins domhain roimhe seo,swelling, is féidir an táirge a úsáid ach amháin tar éis dul i gcomhairle le dochtúirláithreoir.
- Sula n-úsáidtear é, bain an pacáistiú go léir (páipéar,plaisteach), clibeanna le gearradh amach agus clibeanna cairtchláir.

	Dearbhú chomhréireacht an táirge le riachtanais na rialachán AE
	Déantóir
	Dáta táirgeachta
	Léigh lámhleabhar an úsáideora roimh a úsáid
	Aire!
	Cosaint ar sholas na gréine
	Bogthaise choibhneasta stórála
	Teorannacha teochta stórála
	Stóráil in áit thirim
	Pacáistíocht in-athchúrsáilte
	Táirge leighis
	Uimhir bhaisce
	Uimhir catalóige
	Ba cheart go gcaithfear an pacáiste sa bhosca bruscair
	Cuireann an marc “Polish Capital” béim ar nádúr áitiúil an táirge
	Táirge saor ó cheimiceán
	Táirge molta ag speisialtóirí
	Táirge oiriúnach don chraiceann
	Táirge nuálach
	Éifeacht uasta i dtáirge iosta
	Táirge éiceolaíoch
	Táirge hiopailéirgineach
	Táirge seasta
	Táirge soláthair tapa leighis



Ní mór aon teagmhas tromchúiseach a bhaineann leis an táirge a thuairisciúan monaróir agus údarás inniúil an Bhallstáit, íait a bhfuil cónaí ar an úsáideoir.

Lean an modh suiteála atá san áireamh leis an táirge.

Reh4Mat gaminiai yra modernūs ir novatoriški, pagaminti naudojant puikius kruopščiai ir iš aukščiausios kokybės medžiagų. Mūsų pagrindinis tikslas - pasiekti pacientų patenkinimą. Jei turite klausimų, kreipkitės į savo pardavėją arba tiesiogiai su "Reh4Mat" darbuotoju el. paštu: biuro@reh4mat.com.

GAMINIO PASKIRTIS

Apatinių galūnių ortozė stabilizuoja apatinės galūnės sąnarius. Nuolatinis suspaudimas malšina skausmą ir pagerina gijimo procesą. Apatinių galūnių ortozė naudojama esant reumatiniams pažeidimams, neurologiniams ir ortopediniams sutrikimams, pooperaciniam gydymui ir reabilitacijos procese.

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

- Ortozė turi būti tinkamai švari ir naudojama pagal gamintojo rekomendacijas, pateiktas šiame vadove.
- Gaminį reikia valyti sistemingai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba prireikus dažniau, pagal gamintojo rekomendacijas, užtikrinant, kad jis būtų geros būklės.
- Jei gaminyje yra bėgiai ar svarstykėlės ir jas galima lengvai išardyti, prieš skalbimą jas reikia išmontuoti.
- Skalbti rankomis drungname vandenyje su muilu 30°C temperatūroje.
- Kruopščiai nuplaukite ir naudokite, kai visiškai išdžiū.
- Nelyginkite, nebalinkite, nevalykite sausai, nedžiovinkite džiovyklėje.
- Produktas turi būti laikomas švarioje ir sausoje patalpoje.
- Saugokite nuo drėgmės, nelaikykite ekstremaliose temperatūrose, džiovinkite nuo šilumos šaltinių.

SAUGOS SĄLYGOS

- Nenaudokite produkto nepasitarę su bendrosios praktikos gydytoju arba terapeutu.
- Nenaudokite netinkamo dydžio gaminio. Naudokite tik tinkamą dydį pagal ant gaminio pakuotės esančią dydžių lentelę ir gamintojo gamintojo informacinę medžiagą, garantuoja veiksmingumą ir saugumą.
- Nenaudokite produkto vaikams, žmonėms su atminties sutrikimais ir psichikos ligoniams be prižiūrint slaugytojui.
- Nenaudokite produkto asmenims, turintiems paviršinių ar giliųjų jutimo sutrikimų. be slaugytojo priežiūros.
- Nenaudokite produkto ant neapdorotos odos. Būtina reguliariai stebėti odos būklę naudojimo metu tikrinti odos būklę.
- Nenaudokite produkto žmonėms, turintiems odos pažeidimų, kraujo krešėjimo sutrikimų, patinimų ir venų varikozės jo priklijavimo vietoje, prieš tai nepasitarus su gydytoju šeimoms gydytoju arba terapeutu.
- Nenaudokite gaminio ne pagal paskirtį.
- Nenaudokite gaminio, jei jis deformuotas arba pažeistas.
- Nebandykite taisyti gaminio patys arba jokių neleistinų gaminio pakeitimų. Nepriklausomas kišimasis į gaminio konstrukciją gali sukelti negrįžtamą žalą naudotojo sveikatai.
- Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų ar tirpalų.
- Nenaudokite gaminio šalia atviros liepsnos arba ant karšto paviršiaus. Tai galirintai sužeisti naudotoją ir sukelti rimtų sveikatos sutrikimų.
- Nenaudokite produkto naktį prieš tai nepasitarę su gydytoju ar terapeutu.

SAUGOS SĄLYGOS

- Šiose instrukcijose pateikiama pagrindinė informacija, reikalinga teisingam ir saugiam gaminio naudojimui, kaip jį prižiūrėti ir valyti. ir valymą.
- Prieš pradėdamas naudoti gaminį, naudotojas privalo perskaityti šias instrukcijas. Instrukcijų laikymasis šiose instrukcijose pateiktų nurodymų leis saugiai naudoti gaminį ir prailginti jo naudojimo trukmę. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pasitarti su gydytoju arba fizioterapeutu.
- Produkto naudojimas nesilaikant naudojimo instrukcijų gali sukelti rimtų komplikacijų.
- Šį vadovą laikykite lengvai prieinamoje vietoje.

SAUGOS SĄLYGOS

- Prieš kiekvieną naudojimą reikia patikrinti, ar produktas matomų pažeidimų, įtrūkimų, atsilaisvusių siūlių, deformacijų ar kitų defektų, galinčių kelti pavojų naudotojui naudojimo metu. Jeirandama kokių nors pažeidimų, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gamintoją. ir kreipkitės į gamintoją. Tik nepažeistas gaminyje ir joteisingas naudojimas garantuoja tinkamą gaminio veikimą.
- Gamintojas atsako tik už paslėptus defektus ar žalą, atsiradusią dėl gaminio gamybos defekto, atsiradusio tinkamo eksploataavimo metu.
- Gamintojas atsako tik už tinkamą veikimą. Gamintojas atsako už tinkamą gaminio veikimą tik tuo atveju, jei jis įsigytas iš įgalioto platintojo arba specializuoto mažmenininko. specializuotoje parduotuvėje.
- Skausmas visada yra įspėjimas. Jei skausmas išlieka arba jei skausmas nepraeina arba stiprėja, kreipkitės į gydytoją arba fizioterapeutą. gydytoju arba fizioterapeutu.
- Produktą gali naudoti tik vienas pacientas.
- Produktą reikia naudoti taip, kaip rekomendavo gydytojas arba fizioterapeutas.
- Prieš pirmą kartą naudodami patikrinkite, ar gaminio dydis yra tinkamas. pagal dydžių lentelę. Tik tinkamas dydis užtikrina gydymo saugumą ir veiksmingumą. Neteisingas dydis sumažina gydymo veiksmingumą, gali sukelti diskomfortą ir sukelti netinkamą kūno padėtį naudojimo metu. Gaminį reikėtų rinktis pagal praktikuojantis gydytojas, specializuotas pardavėjas arba fizioterapeutas.
- Ypatinę dėmesį reikia skirti teisingam produkto naudojimui, kaip nurodyta kaip nurodyta, vaikams, asmenims, turintiems atminties sutrikimų, psichikos ligoniams ir asmenims, sergantiems su jutimo sutrikimais.
- Produkto klijavimo vietos oda turi būti švari. Būtina sistemingai stebėti odos būklę. Jei atsiranda odos pažeidimų ar patinimų ties produkto prilipimo vietoje atsiranda patinimų (pvz. odos įbrėžimų, sužeidimų, bėrimų, egzema, patinimas) būtina kreiptis į gydytoją.
- Jei kartu yra venų varikozė, giliųjų venų uždegimas, patinimą, preparatą galima vartoti tik pasitarus su gydytoju. gydytojas.
- Visos pakuotės (popierinės, plastikinė), nupjaunamos etiketės ir kartoninės etiketės.



Turi būti pranešta apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su prietaisu. gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra prietaisas, kompetentingai institucijai. kurioje gyvena naudotojas. Laikykitės kartu su gaminiu pateikto dėvėjimo būdo.

	Gaminio atitikties pagrindiniams ES teisės akto reikalavimams įvertinimo patvirtinimas
	Gamintojas
	Pagaminimo data
	Prieš naudojant susipažinti su naudojimo instrukcija
	Dėmesio!
	Saugoti nuo saulės spindulių
	Laikymo santykinis drėgnis
	Laikymo temperatūros apribojimas
	Laikyti sausoje vietoje
	Pakuotė tinkama perdirbti
	Medicinos priemonė
	Partijos numeris
	Katalogo numeris
	Pakuotę mesti į šiukšladiedę
	Ženklas „Lenkijos kapitalas“ pabrėžia gaminio lokalumą
	Gaminys be cheminių medžiagų
	Specialistų rekomenduojamas gaminys
	Odai nekenksmingas gaminys
	Inovatyvus gaminys
	Maksimalus rezultatas iš minimalistinio gaminio
	Ekologiškas gaminys
	Hipoalerginis gaminys
	Patvarus gaminys
	Sparčiojo aprūpinimo medicinos priemonėmis gaminys



NEDERLANDS

De producten van Reh4Mat zijn modern en innovatief, met grotemet de hoogste kwaliteit materialen. Onze belangrijkste doelstelling is ompatiënttevredenheid. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw verkoper ofrechtstreeks met een medewerker van Reh4Mat via e-mail: biuro@reh4mat.com.

INDICATIE

De onderste ledematenorthese stabiliseert de gewrichten in het onderste ledemaat. Constante compressie verlicht de pijn en verbetert het genezingsproces. De onderste ledematenorthese wordt gebruikt bij reumatische letsels, neurologische en orthopedische aandoeningen, bij postoperatieve behandelingen en bij het revalidatieproces.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- De orthese moet goed schoon worden gehouden en worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant in deze handleiding.
- Het product moet systematisch worden gereinigd, minstens één keer per maand of vaker indien nodig, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant, waarbij ervoor wordt gezorgd dat het in goede staat blijft.
- Als het product rails of schalen bevat en gemakkelijk kan worden gedemonteerd, moeten deze vóór het wassen worden gedemonteerd.
- Handwas in lauw water met zeep op 30°C.
- Grondig afspoelen en gebruiken wanneer het volledig droog is.
- Niet strijken, niet bleken, niet chemisch reinigen, niet in de droger.
- Het product moet in een schone en droge ruimte worden bewaard.
- Beschermen tegen vocht, niet blootstellen aan extreme temperaturen, uit de buurt van warmtebronnen laten drogen.

CONTRA-INDICATIES

- Gebruik het product niet zonder overleg met uw huisarts of therapeut.
- Gebruik geen product in de verkeerde maat. Gebruik alleen de juistemaat, in overeenstemming met de maattabel op de productverpakking en hetinformatiemateriaal van de fabrikant, garandeert doeltreffendheid en veiligheid.
- Gebruik het product niet bij kinderen, mensen met geheugenstoornissen en geesteszieken zondertoezicht van een verzorger.
- Gebruik het product niet bij personen met oppervlakkige of diepe sensorische stoornissenzonder toezicht van een verzorger.
- Gebruik het product niet op een onbehandelde huid. Regelmatige controle van de huidconditie is noodzakelijkControleer de conditie van de huid tijdens het gebruik.
- Gebruik het product niet bij mensen met huidlaesies, bloedstollingsstoornissen,zwellingen en spataderen in het hechtingsgebied zonder voorafgaand overleg met eenhuisarts of therapeut.
- Gebruik het product niet op een manier waarvoor het niet bedoeld is.
- Gebruik het product niet als het vervormd of beschadigd is.
- Probeer het product niet zelf te repareren en breng geenongeoorloofde wijzigingen aan het product. Onafhankelijke interferentie metconstructie van het product kan leiden tot blijvende schade aan de gezondheid van de gebruiker.
- Gebruik geen accessoires of oplossingen die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik het product niet in de buurt van open vuur of op een heet oppervlak. Dit kande gebruiker ernstig verwonden en tot ernstige gezondheidsschade leiden.
- Gebruik het product niet 's nachts zonder eerst uw arts of therapeut te raadplegen.

VEILIGHEIDSREGELS

- Deze instructies bevatten de basisinformatie die nodig is voorhet juiste en veilige gebruik van het product, de onderhouds- en reinigingsmethoden.en reiniging.
- Voordat u het product gebruikt, moet de gebruikerdeze instructies lezen. Naleving van de instructiesinstructies in deze handleiding zorgt voor een veilig gebruik van het producten de levensduur verlengen. Raadpleeg bij twijfel uwuw arts of fysiotherapeut.
- Gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzingkan leiden tot ernstige complicaties.
- Bewaar deze handleiding op een gemakkelijk toegankelijke plaats.

VEILIGHEIDSREGELS

- Voor elk gebruik moet het product worden gecontroleerd opzichtbare schade, scheuren, losse naden, vervormingen of anderedefecten die de gebruiker tijdens het gebruik in gevaar kunnen brengen. IndienAls er schade wordt gevonden, stop dan met het gebruik en neem contact op met de fabrikant.en neem contact op met de fabrikant. Alleen een onbeschadigd product en hetcorrect gebruik garandeert de correcte werking van het product.
- De fabrikant is alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken of schade die optreedttijdens correct gebruik als gevolg van een fabricagefout in het product.
- De fabrikant is alleen aansprakelijk voor de juiste werking vanDe fabrikant is alleen aansprakelijk voor de juiste werking van het product als het gekocht is bij een erkende distributeur of gespecialiseerde winkelier.in een gespecialiseerde winkel.
- Pijn is altijd een waarschuwing. Als de pijn aanhoudt ofAls de pijn aanhoudt of verergert, moet u naar uw arts of fysiotherapeut gaan.arts of fysiotherapeut.
- Het product mag slechts door één patiënt worden gebruikt.
- Het product moet worden gebruikt zoals aanbevolen door je arts of fysiotherapeut.
- Controleer voor het eerste gebruik of de maat van het product correct isvolgens de maattabel. Alleen de juiste maatgarandeert de veiligheid en effectiviteit van de behandeling. Verkeerde maatvermindert de effectiviteit van de behandeling, kan ongemak veroorzaken en leiden tot eenverkeerde lichaamshouding tijdens het gebruik. Het product moet worden gekozen door debehandelaar, speciaalzaak of fysiotherapeut.
- Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het juiste gebruik van het product zoals voorgeschrevenzoals voorgeschreven bij kinderen, personen met geheugenstoornissen, psychiatrische patiënten en personen metmet zintuiglijke stoornissen.
- De huid op de plek waar het product hecht, moet schoon zijn. Het is noodzakelijk omde huidconditie systematisch te controleren. Als er huidlaesies of zwellingen optreden op dezwellingen in het gebied waar het product kleeft (bijv. schaafwonden, verwondingen, uitslag,eczeem, zwelling) is het noodzakelijk om contact op te nemen met een arts.
- In geval van gelijktijdig bestaande spataderen, geschiedenis van diepe aderontsteking,zwelling, is het gebruik van het product alleen mogelijk na overleg met een arts.arts.
- Alle verpakkingen (papier,plastic), labels die eraf geknipt moeten worden en kartonnen labels.



Elk ernstig incident in verband met een hulpmiddel moet worden gemeldaan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarinwaar de gebruiker woonachtig is. Volg de methode voor het aantrekken die bij het product wordt geleverd.

	Verklaring dat het product voldoet aan de gestelde eisen
	Fabrikant
	Productie datum
	Lees voor gebruik de instructies in de handleiding
	Aandacht!
	Tegen zonlicht beschermen
	Relativ opbevaringsfugtighed
	Opbevaringstemperaturbegrænsning
	Opbevares et tørt sted
	Emballagen kan genbruges
	Medicinsk vare
	Batchnummer
	Katalognummer
	Emballagen skal smides i skraldespanden
	Mærket „Den polske kapital“ understreger varens lokale karakter
	Kemikaliefri vare
	Vare, som anbefales af fagfolk
	Hudvenlig vare
	Innovativ vare
	Minimum udstyr – maksimal effekt
	Økologisk vare
	Allergivenlig
	Holdbar vare
	Vare til redning i nødstilfælde

Výrobky Reh4Mat sú moderné a inovatívne, vyrobené s veľkýms najvyššou kvalitou materiálov. Naším hlavným cieľom je dosiahnuťspokojnosť pacienta. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo so zamestnancom spoločnosti Reh4Mat prostredníctvom e-mailu: biuro@reh4mat.com.

INDIKÁCIA

Ortéza dolnej končatiny stabilizuje kĺby na dolnej končatine. Konštantná kompresia zmierňuje bolesť a zlepšuje proces hojenia. Ortéza dolnej končatiny sa používa pri reumatických léziách, neurologických a ortopedických poruchách, pri pooperačnej liečbe a v rehabilitačnom procese.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Ortéza by mala byť udržiavaná riadne čistá a používaná v súlade s odporúčaniami výrobcu uvedenými v tomto návode.
- Výrobok by sa mal čistiť systematicky, najmenej raz za mesiac alebo v prípade potreby aj častejšie, v súlade s odporúčaniami výrobcu, aby sa zabezpečilo jeho udržiavanie v dobrom stave.
- Ak výrobok obsahuje kofajnice alebo váhy a možno ich ľahko demontovať, mali by sa pred umývaním rozobrať.
- Prať ručne vo vlažnej vode s mydlom na 30°C.
- Dôkladne opláchnite a použite po úplnom vysušení.
- Nežehliť, nebieliť, chemicky nečistiť, nesušiť v sušičke.
- Výrobok by sa mal skladovať v čistej a suchej miestnosti.
- Chráňte pred vlhkosťou, nevystavujte extrémnym teplotám, sušte mimo zdrojov tepla.

KONTRAINDIKÁCIE

- Nepoužívajte výrobok bez konzultácie s praktickým lekárom alebo terapeutom.
- Nepoužívajte výrobok nesprávnej veľkosti. Používajte len správnu veľkosťveľkosť v súlade s veľkostnou tabuľkou na obale výrobku a údajmi výrobcu.informačného materiálu výrobcu, zaručuje účinnosť a bezpečnosť.
- Nepoužívajte výrobok na deti, osoby s poruchami pamäti a duševne choré osoby bezdohľadu opatrovateľa.
- Nepoužívajte výrobok u osôb s povrchovými alebo hlbokými zmyslovými poruchamibez dozoru opatrovateľa.
- Nepoužívajte výrobok na neošetrenú pokožku. Je potrebné pravidelne sledovať stav pokožkykontrolovať stav pokožky počas používania.
- Nepoužívajte výrobok u ľudí s kožnými léziami, poruchami zrážania krvi,opuchmi a kŕčovými žilami v oblasti jeho nalepenia bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.praktickým lekárom alebo terapeutom.
- Nepoužívajte výrobok spôsobom, na ktorý nie je určený.
- Nepoužívajte výrobok, ak je deformovaný alebo poškodený.
- Nepokúšajte sa výrobok opravovať sami alebožiadne neautorizované úpravy výrobku. Samostatné zásahy dokonštrukcie výrobku môže mať za následok trvalé poškodenie zdravia používateľa.
- Nepoužívajte príslušenstvo alebo roztoky, ktoré neodporúča výrobca.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo na horúcom povrchu. To môžezázne zranití používateľa a viesť k vážnemu poškodeniu zdravia.
- Nepoužívajte výrobok v noci bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom alebo terapeutom.


BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁSAFETY RULES

- Tieto pokyny obsahujú základné informácie potrebné nasprávne a bezpečné používanie výrobku, ako ho udržiavať a čistiť a čistenie.
- Pred použitím výrobku musí používateľprečítať tento návod. Dodržiavanie pokynovobsiahnutých v tomto návode umožní bezpečné používanie výrobku a predĺži jeho životnosť. V prípade pochybností sa obráťte na svojhoporadiť so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom.
- Používanie výrobku v rozpore s návodom na použitímôže viesť k závažným komplikáciám.
- Túto príručku uchovávajte na ľahko prístupnom mieste.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁSAFETY RULES

- Pred každým použitím je potrebné skontrolovať, či výrobokviditeľné poškodenie, praskliny, uvoľnené švy, deformácie alebo inézávady, ktoré by mohli používateľa počas používania ohroziť. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, prestaňte výrobok používať a kontaktujte výrobcu.a kontaktujte výrobcu. Len nepoškodený výrobok a jeho správne používanie zaručuje správnu funkciu výrobku.
- Výrobca zodpovedá len za skryté chyby alebo poškodenia, ktoré vzniklipočas správnej prevádzky v dôsledku výrobných chýb výrobku.
- Výrobca zodpovedá len za správnu funkciuVýrobca zodpovedá za správnu funkčnosť výrobku len v prípade, ak bol zakúpený od autorizovaného distribútora alebo špecializovaného predajcu.v špecializovanej predajni.
- Bolesť je vždy varovaním. Ak bolesť pretrváva aleboAk bolesť pretrváva alebo sa zhoršuje, mali by ste navštíviť svojho lekára alebo fyzioterapeuta.lekára alebo fyzioterapeuta.
- Prípravok by mal používať len jeden pacient.
- Prípravok by sa mal používať podľa odporúčania lekára alebo fyzioterapeuta.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či je veľkosť výrobku správnapodľa veľkostnej tabuľky. Iba správna veľkosťzaručuje bezpečnosť a účinnosť liečby. Nesprávna veľkosťznižuje účinnosť liečby, môže spôsobiť nepohodlie a viesť knesprávnej polohe tela počas používania. Výrobok by sa mal vybrať podľa praktický lekár, špecializovaný predajca alebo fyzioterapeut.
- Osobitnú pozornosť treba venovať správne mu používaniu výrobku podľa predpisupodľa pokynov u detí, osôb s poruchami pamäti, psychiatrických pacientov a osôb sso zmyslovými poruchami.
- Pokožka v oblasti, na ktorú sa výrobok nalepí, by mala byť čistá. Je potrebnésystematicky sledovať stav pokožky. Ak sa na koži vyskytnú lézie alebo opuchyopuchoch v oblasti priľnutia výrobku (napr. odreniny kože, poranenia, vyrážky, ekzém, opuch) je potrebné kontaktovať lekára.
- V prípade koexistujúcich kŕčových žíl, zápalov hlbokých žíl v anamnéze, opuchov je použitie prípravku možné len po konzultácii s lekárom.lekár.
- Všetky obaly (papier, plastové), odrezané štítky a kartónové etikety.

	Vyhľadanie, že výrobok spĺňa základné požiadavky
	Výrobca
	Dátum výroby
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Pozor!
	Chráňte pred snečným žiarením
	80% 10% Skladovanie v relatívnej vlhkosti
	50°C -20°C Obmedzenie skladovacej teploty
	Skladujte na suchom mieste
	Obal je recyklovateľný
	Zdravotnícka pomôcka
	Číslo šarže
	Katalógové číslo
	Obal z výrobku je možné vhodit' do koša
	Značka „Polish Capital“ označuje krajinu výrobcu produktu
	Produkt bez obsahu chemikálií
	Produkt odporúčaný špecialistami
	Produkt nedráždi pokožku
	Inovatívny produkt
	Minimálne zariadenie, maximálny účinok
	Ekologický výrobok
	Hypoalergénny výrobok
	Odolný výrobok
	Produkt ER

 Každý závažný incident týkajúci sa pomôcky sa musí oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktoromv ktorom má používateľ bydlisko.
Postupujte podľa spôsobu obliekania dodaného s výrobkom.

Izdelki Reh4Mat so sodobni in inovativni, izdelani z velikoskrbno izdelani iz najkakovostnejših materialov. Naš ključni cilj je dosežizadovoljstvo pacientov. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na prodajalca alineposredno z zaposlenim v podjetju Reh4Mat po e-pošti: biuro@reh4mat.com.

INDIKACIJA

Ortoza za spodnji ud stabilizira sklepe v spodnjem ud. Nenehno stiskanje lajša bolečine in izboljša proces celjenja. Ortoza za spodnji ud se uporablja pri revmatskih lezijah, nevroloških in ortopedskih obolenjih, v pooperativnem zdravljenju in v procesu rehabilitacije.

SKRB IN VZDRŽEVANJE

- Ortozo je treba skrbno čistiti in uporabljati v skladu s priporočili proizvajalca v tem priročniku.
- Izdelek je treba sistematično čistiti, vsaj enkrat mesečno ali po potrebi pogosteje, v skladu s priporočili proizvajalca in zagotoviti, da je v dobrem stanju.
- Če izdelek vsebuje letve ali luske in jih je mogoče enostavno razstaviti, jih pred pranjem razstavite.
- Ročno pranje v mlačni vodi z milom pri 30°C.
- Temeljito sperite in uporabite, ko se popolnoma posuši.
- Ne likajte, ne belite, ne čistite kemično, ne sušite v sušilnem stroju.
- Izdelek je treba hraniti v čistem in suhem prostoru.
- Zaščitite pred vlago, ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, sušite stran od virov toplote.

KONTRAINDIKACIJE

- Izdelka ne uporabljajte brez posvetovanja s splošnim zdravnikom ali terapevtom.
- Ne uporabljajte izdelka napačne velikosti. Uporabljajte le pravilno velikostv skladu s tabelo velikosti na embalaži izdelka in navodili proizvajalca.informativnim gradivom proizvajalca, zagotavlja učinkovitost in varnost.
- Izdelka ne uporabljajte pri otrocih, osebah z motnjami spomina in duševno bolnih osebah brez nadzora negovalca.
- Izdelka ne uporabljajte pri osebah s površinskimi ali globokimi senzoričnimi motnjami.brez nadzora negovalca.
- Izdelka ne uporabljajte na neobdelani koži. Potrebno je redno spremljanje stanja kožemed uporabo preverite stanje kože.
- Izdelka ne uporabljajte pri ljudeh s kožnimi spremembami in motnjami strjevanja krvi,oteklinami in krčnimi žilami na območju prileganja brez predhodnega posvetovanja z zdravnikom.splošnim zdravnikom ali terapevtom.
- Izdelka ne uporabljajte na način, za katerega ni namenjen.
- Izdelka ne uporabljajte, če je deformiran ali poškodovan.
- Izdelka ne poskušajte popraviti sami ali ganepooblaščenih sprememb na izdelku. Neodvisno poseganje vkonstrukcijo izdelka lahko povzroči trajne poškodbe uporabnikovega zdravja.
- Ne uporabljajte dodatkov ali raztopin, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali na vroči površini. To lahko resno poškoduje uporabnika in povzroči resne zdravstvene okvare.
- Izdelka ne uporabljajte ponoči brez predhodnega posveta z zdravnikom ali terapevtom.

VARNOSTNA PRAVILA

- Ta navodila vsebujejo osnovne informacije, potrebne za pravilno in varno uporabo izdelka, vzdrževanje in čiščenje.in čiščenje.
- Pred uporabo izdelka mora uporabnikprebrati ta navodila. Upoštevanje navodilnavodil iz teh navodil bo omogočilo varno uporabo izdelka.in podaljša njegovo življenjsko dobo. Če ste v dvomih, se posvetujte s svojimzdravnikom ali fizioterapevtom.
- Uporaba izdelka v nasprotju z navodili za uporabolahko povzroči resne zaplete.
- Ta priročnik hranite na lahko dostopnem mestu.

VARNOSTNA PRAVILA

- Pred vsako uporabo je treba preveriti, ali je izdelekvidne poškodbe, razpoke, zrahljane šive, deformacije ali druge poškodbe.napake, ki bi lahko uporabnika ogrozile med uporabo. Če je .odkrijete kakršno koli poškodbo, prenehajte z uporabo in se obrnite na proizvajalca.in se obrnite na proizvajalca. Za uporabo lahko uporabite le nepoškodovan izdelek in njegovopravilna uporaba zagotavlja pravilno delovanje izdelka.
- Proizvajalec je odgovoren le za skrite napake ali poškodbe, ki nastanejomed pravilnim delovanjem, ki je posledica napake pri izdelavi izdelka.
- Proizvajalec je odgovoren le za pravilno delovanjeProizvajalec je odgovoren za pravilno delovanje izdelka le, če je kupljen pri pooblaščenem distributerju ali specializiranem prodajalcu na drobno.v specializirani trgovini.
- Bolečina je vedno opozorilo. Če bolečina vztraja aliČe bolečina vztraja ali se stopnjuje, obiščite zdravnika ali fizioterapevta.zdravnika ali fizioterapevta.
- Izdelek lahko uporablja le en bolnik.
- Izdelek uporabljajte po priporočilu zdravnika ali fizioterapevta.
- Pred prvo uporabo preverite, ali je velikost izdelka pravilna.v skladu s tabelo velikosti. Samo pravilna velikostzagotavlja varnost in učinkovitost zdravljenja. Nepravilna velikostzmanjšuje učinkovitost zdravljenja, lahko povzroči nelagodje in povzročinapačen položaj telesa med uporabo. Izdelek je treba izbrati pozdravnik, specializirani prodajalec ali fizioterapevt.
- Posebno pozornost je treba nameniti pravilni uporabi izdelka, kot je predpisanopo navodilih pri otrocih, osebah z motnjami spomina, psihiatričnih bolnikih in osebah zs senzoričnimi motnjami.
- Koža na območju, kjer se izdelek prilepi, mora biti čista. Potrebno jesistematično spremljati stanje kože. Če se na koži pojavijo spremembe ali oteklineoteklinah na območju, kjer se izdelek prilepi (npr. kožne odrgnine, poškodbe, izpuščaj,ekcem, otekline), se je treba obrniti na zdravnika.
- V primeru sočasnih krčnih žil, vnetja globokih ven v anamnezi,je uporaba izdelka mogoča le po posvetu z zdravnikom.zdravnik.
- Vsa embalaža (papir,plastična), odrezane oznake in kartonske etikete.



O vsakem resnem incidentu, povezanem s pripomočkom, je treba obvestitiproizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri je bil pripomoček uporabljen.v kateri ima uporabnik stalno prebivališče. Upoštevajte način oblačenja, ki je priložen izdelku.



Izjava, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve



Proizvajalec



Datum izdelave



Pred uporabo preberite navodila za uporabo



Pozor!



Zaščitite pred sončno svetlobo



Shranjevanje relativne vlažnosti



Omejitev temperature skladiščenja



Shranjujte v suhem prostoru



Embalažo je mogoče reciklirati



Medicinski pripomoček



Številka serije



Kataloška številka



Embalažo je treba vreči v smeti



Znak "Polish Capital" poudarja izvor izdelka



Izdelek brez kemikalij



Izdelek priporočajo strokovnjaki



Koži prijazen izdelek



Inovativen izdelek



Minimalna naprava, maksimalni učinek



Okolju prijazen izdelek



Hipoalergeni izdelek



Trajen izdelek



ER izdelek

Reh4Mats produkter är moderna och innovativa, tillverkade med stor omsorg med material av högsta kvalitet. Vårt viktigaste mål är att uppnå patientnöjdhet. Om du har några frågor, vänligen kontakta din säljare eller direkt med en Reh4Mat-medarbetare via e-post: biuro@reh4mat.com.

PRODUKTENS AVSEDDA ANVÄNDNING

Den nedre extremitetsortosen stabiliserar lederna i underbenet. Konstant kompression lindrar smärta och förbättrar läkningsprocessen. Den nedre extremitetsortosen används vid reumatiska lesioner, neurologiska och ortopediska störningar, vid postoperativ behandling och i rehabiliteringsprocessen.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Ortosen ska hållas ordentligt ren och användas i enlighet med tillverkarens rekommendationer i denna handbok.
- Produkten bör rengöras systematiskt, minst en gång i månaden eller oftare vid behov, i enlighet med tillverkarens rekommendationer, för att säkerställa att den hålls i gott skick.
- Om produkten innehåller skenor eller fjäll och lätt kan demonteras bör de demonteras innan tvätt.
- Handtvätt i ljummet vatten med tvål vid 30°C.
- Skölj noggrant och använd när det är helt torrt.
- Stryk inte, blek inte, kemtvätt inte, torktumla inte.
- Produkten ska förvaras i ett rent och torrt rum.
- Skydda mot fukt, utsätt inte för extrema temperaturer, torka bort från värmekällor.

KONTRAINDIKATIONER

- Använd inte produkten utan att rådgöra med din allmänläkare eller terapeut.
- Använd inte en produkt i fel storlek. Använd endast rätt storlekstorlek, i enlighet med storlekstabellen på produktförpackningen och tillverkarens tillverkarens informationsmaterial, garanterar effekt och säkerhet.
- Använd inte produkten på barn, personer med minnesstörningar eller psykiskt sjuka personer utan övervakning av en vårdare.
- Använd inte produkten på personer med ytliga eller djupa sensoriska störningar utan övervakning av en vårdare.
- Använd inte produkten på obehandlad hud. Regelbunden övervakning av hudens tillstånd är nödvändig för att kontrollera hudens tillstånd under användning.
- Använd inte produkten på personer med hudförändringar, blodkoagulationsstörningar, svullnad och åderbräck i det område där den fästs utan föregående samråd med din allmänläkare eller terapeut.
- Använd inte produkten på ett sätt som den inte är avsedd för.
- Använd inte produkten om den är deformerad eller skadad.
- Försök inte reparera produkten själv och gör inga andra obehöriga ändringar på produkten. Egenmäktiga ingrepp i produktens konstruktion kan leda till permanenta skador på användarens hälsa.
- Använd inte tillbehör eller lösningar som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte produkten i närheten av öppen eld eller på en het yta. Detta kan allvarligt skada användaren och leda till allvarliga hälsoskador.
- Använd inte produkten på natten utan att först rådfråga din läkare eller terapeut.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Dessa instruktioner innehåller den grundläggande information som krävs för korrekt och säker användning av produkten, underhålls- och rengöringsmetoder och rengöring.
- Innan produkten används måste användaren läsa dessa anvisningar. Efterlevnad av instruktionerna och anvisningarna i dessa anvisningar kommer att möjliggöra säker användning av produkten och förlänger dess hållbarhet. Om du är osäker, kontakta din läkare eller sjukgymnast.
- Användning av produkten i strid med bruksanvisningen kan leda till allvarliga komplikationer.
- Förvara denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Före varje användning ska produkten kontrolleras med avseende på synliga skador, sprickor, lösa sömmar, deformationer eller andradefekter som kan utsätta användaren för fara under användningen. Om någon skada upptäcks, avbryt användningen och kontakta tillverkaren och kontakta tillverkaren. Endast en oskadad produkt och dess korrekta användning garanterar att produkten fungerar korrekt.
- Tillverkaren är endast ansvarig för latenta defekter eller skador som uppstår under korrekt drift till följd av ett tillverkningsfel i produkten.
- Tillverkaren är endast ansvarig för att produkten fungerar korrekt. Tillverkaren är endast ansvarig för att produkten fungerar korrekt om den köps från en auktoriserad distributör eller specialiserad återförsäljare i en specialiserad butik.
- Smärta är alltid en varning. Om smärtan kvarstår eller om smärtan kvarstår eller förvärras bör du kontakta din läkare eller sjukgymnast. läkare eller sjukgymnast.
- Produkten ska endast användas av en patient.
- Produkten ska användas enligt rekommendation från din läkare eller sjukgymnast.
- Före första användning, kontrollera att produktens storlek är korrektenligt storlekstabellen. Endast rätt storlek garanterar behandlingens säkerhet och effektivitet. Felaktig storlek minskar behandlingens effektivitet, kan orsaka obehag och leda till en fel kroppshållning under användning. Produkten bör väljas av behandlaren, läkaren, fackhandlaren eller fysioterapeuten.
- Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt korrekt användning av produkten enligt föreskrifterna enligt anvisningarna hos barn, personer med minnesstörningar, psykiatriska patienter och personer med sensoriska störningar.
- Huden i det område där produkten fäster ska vara ren. Det är nödvändigt att systematiskt övervakning av hudens tillstånd. Om hudskador eller svullnader uppträder på svullnader i området där produkten fäster (t.ex. hudavskrapningar, skador, utslag, eksem, svullnad) är det nödvändigt att kontakta en läkare.
- Vid samtidig förekomst av åderbräck, tidigare djup veninflammation, svullnad, är användningen av produkten endast möjlig efter samråd med en läkare.
- Alla förpackningar (papper, plast), etiketter som ska klippas bort och kartongetiketter.



Varje allvarligt tillbud i samband med en produkt skall anmälas till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren är bosatt. Följ den metod för påsättning som medföljer produkten.

	Intyg om bedömning av överensstämmelse med EU:s väsentliga krav
	Tillverkare
	Produktionsdatum
	Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten
	Obs!
	Skydda mot solljus
	Relativ luftfuktighet för förvaring
	Begränsning av förvaringstemperatur
	Förvaras torrt
	Förpackningen är återvinningsbar
	Medicinteknisk produkt
	Partinummer
	Katalognummer
	Förpackningen ska slängas i en vanlig soptunna
	Symbolen "Polski Kapital" [Polens kapital] betyder att det är en lokal produkt
	Fri från kemikalier
	Rekommenderas av specialister
	Hudvänlig
	Innovativ produkt
	Maximal effekt i minimumprodukt
	Miljövänlig produkt
	Allergivänlig produkt
	Hållbar produkt
	Snabb medicinsk försörjning

A Reh4Mat termékek modernek és innovatívak, egyszerűgondossággal, a legmagasabb minőségű anyagokból. Legfontosabb célunk a következők elérésea betegek elégedettsége. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon értékesítési munkatársához vagyközvetlenül a Reh4Mat munkatársával e-mailben: biuro@reh4mat.com.

A TERMÉK RENDELTEZÉSE

Az alsó végtag ortézise stabilizálja az alsó végtag ízületeit. Az állandó kompresszió enyhíti a fájdalmat és javítja a gyógyulási folyamatot. Az alsó végtagi ortézist reumás elváltozások, neurológiai és ortopédiai betegségek esetén, posztoperatív kezelésben és rehabilitációs folyamatban alkalmazzák.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Az ortézist megfelelően tisztán kell tartani, és a gyártó ebben a kézikönyvben szereplő ajánlásai szerint kell használni.
- A terméket szisztematikusan, legalább havonta egyszer, vagy szükség esetén gyakrabban kell tisztítani a gyártó ajánlásainak megfelelően, biztosítva a jó állapotban tartást.
- Ha a termék síneket vagy mérlegeket tartalmaz, és könnyen szétszedhető, akkor azokat mosás előtt szét kell szerelni.
- Kézi mosás langyos, szappanos vízben 30°C-on.
- Alaposan öblítse le, és teljesen megszáradva használja.
- Ne vasaljon, ne fehéritse, ne tisztítsa szárazon, ne szárítsa szárítógépben.
- A terméket tiszta és száraz helyiségben kell tárolni.
- Óvja a nedvességtől, ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, szárítsa távol hőforrásoktól.

ELLENJAVALLATOK

- Ne használja a terméket háziorvosával vagy terapeutájával való konzultáció nélkül.
- Ne használjon rossz méretű terméket. Csak a megfelelő méretet, a termék csomagolásán található méret táblázatnak és a gyártó által megadott méreteknek megfelelően. gyártó tájékoztató anyagával, garantálja a hatékonyságot és a biztonságot.
- Ne használja a terméket gyermekeken, memóriazavarban szenvedő személyeken és mentális betegeken anélkül, hogygondozó felügyelete nélkül.
- Ne használja a terméket felületes vagy mély érzékszervi zavarokkal küzdő személyeknél.gondozó felügyelete nélkül.
- Ne használja a terméket kezeletlen bőrön. A bőr állapotának rendszeres ellenőrzése szükségeshasználat közben ellenőrizze a bőr állapotát.
- Ne használja a terméket bőrelváltozásokban, véralvadási zavarokban szenvedő személyeknél,duzzanat és visszeresség a tapadás területén, előzetes konzultáció nélkül egyházi orvosával vagy terapeutájával.
- Ne használja a terméket olyan módon, amelyre nem rendeltetésszerűen használják.
- Ne használja a terméket, ha az deformálódott vagy sérült.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket, illetve ne végezzen terméken bármilyen jogosulatlan módosítást. Önálló beavatkozás aa termék konstrukciójába, maradandó egészségkárosodást okozhat a felhasználónak.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat vagy megoldásokat.
- Ne használja a terméket nyílt láng közelében vagy forró felületen. Ezsúlyosan megebesítheti a felhasználót, és súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.
- Ne használja a terméket éjszaka anélkül, hogy először konzultált volna orvosával vagy terapeutájával.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- Ezek az utasítások a következőkhöz szükséges alapvető információkat tartalmazzák a termék helyes és biztonságos használatához, a karbantartási és tisztítási módszerekhez.és tisztításhoz.
- A termék használata előtt a felhasználónakelolvasni ezt a használati utasítást. Az utasítások betartásaaz ebben az utasításban szereplő utasítások betartása lehetővé teszi a termék biztonságos használatát.és meghosszabbítja a termék élettartamát. Ha kétségei vannak, kérjük, forduljon aorvosával vagy fizioterapeutájával.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A terméknek a használati utasítással ellentétes használatasúlyos szövödményekhez vezethet.
- Tartsa ezt a kézikönyvet könnyen hozzáférhető helyen.
- Minden egyes használat előtt a terméket ellenőrizni kell a következőkre vonatkozóanlátható sérülések, repedések, laza varratok, deformációk vagy egyébhibák, amelyek használat közben veszélyeztethetik a felhasználót. Ha abármilyen sérülést talál, hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.és lépjen kapcsolatba a gyártóval. Csak sérülésmentes terméket és annakhelyes használata garantálja a termék megfelelő működését.
- A gyártó csak a rejtett hibákért vagy károkért vállal felelősséget, amelyek a következőkben fordulnak előa termék gyártási hibája miatt a helyes működés során keletkeznek.
- A gyártó csak a következők megfelelő működéséért felelA gyártó csak akkor felel a termék megfelelő működéséért, ha azt hivatalos forgalmazótól vagy szakkereskedőtől vásárolták.szaküzletben vásárolták meg.
- A fájdalom mindig figyelmeztetés. Ha a fájdalom továbbra is fennáll vagyHa fájdalma továbbra is fennáll vagy súlyosbodik, keresse fel orvosát vagy gyógytornászát.Orvoshoz vagy fizioterapeutához.
- A terméket csak egy beteg használhatja.
- A terméket az orvos vagy gyógytornász által javasolt módon kell használni.
- Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a termék mérete megfelelő-e.a méret táblázat szerint. Csak a megfelelő méretgarantálja a kezelés biztonságát és hatékonyságát. Helytelen méretezés csökkenti a terápia hatékonyságát, kellemetlen érzést okozhat és ahelytelen testhelyzetet eredményezhet a használat során. A terméket a következők szerint kell kiválasztanigyakorló orvosnak, szakkereskedőnek vagy fizioterapeutának kell kiválasztania.
- Különös figyelmet kell fordítani a termék előírás szerinti helyes használatára.az utasításnak megfelelően gyermekek, memóriazavarban szenvedő személyek, pszichiátriai betegek és olyan személyek esetében, akiknekérzékszervi zavarokkal küzdő személyek.
- A bőrnek azon a területen, ahol a termék megtapad, tisztának kell lennie. Szükséges a bőr állapotának szisztematikus ellenőrzése. Ha a bőrelváltozások vagy duzzanatok jelentkeznek aduzzanatok a termék tapadási területén (pl. bőrhorzsolások, sérülések, kiütések,ekcéma, duzzanat), orvoshoz kell fordulni.
- Egyidejűleg fennálló visszérbetegség, mélyvénás gyulladás esetén,duzzanat, a termék használata csak az orvossal való konzultációt követően lehetséges.orvos.
- Minden csomagolás (papír,műanyag), levágandó címkék és kartoncímkék.



Az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni.a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, ahol a készüléket gyártják.ahol a felhasználó lakóhelye található.

Kövesse a termékhez mellékelt öltözködési módszert.

	Igazolás arról, hogy a termék megfelel az EU-s rendeletek alapvető követelményeinek
	Gyártó
	Gyártási dátum
	Használat előtt ismerkedjen meg a kezelési utasítással
	Figyelem!
	Óvja a napsugárzástól
	Relatív páratartalom tároláskor
	Tárolási hőmérséklet korlátozás
	Száraz helyen tárolni
	A csomagolás újrahasznosítható
	Egészségügyi termék
	Tételszám
	Katalógusszám
	A csomagolást dobja a szemetesbe
	A „Polski Kapital” jelzés a termék származását igazolja
	A termék vegyszermentes
	A termék szakértők által ajánlott
	A termék bőrbarát
	Innovatív termék
	Maximális hatás minimális termékkel
	Környezetbarát termék
	Hipoallergén termék
	Tartós termék
	Gyors orvosi ellátás terméke

I prodotti Reh4Mat sono moderni e innovativi, realizzati con grandecura con materiali di altissima qualità. Il nostro obiettivo principale è quello di raggiungeresoddisfazione del paziente. Se avete domande, contattate il vostro venditore odirettamente con un dipendente Reh4Mat via e-mail: biuro@reh4mat.com.

USO PREVISTO

L'ortesi dell'arto inferiore stabilizza le articolazioni dell'arto inferiore. La compressione costante allevia il dolore e migliora il processo di guarigione. L'ortesi degli arti inferiori viene utilizzata in caso di lesioni reumatiche, disturbi neurologici e ortopedici, nel trattamento postoperatorio e nel processo riabilitativo.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

- L'ortesi deve essere mantenuta adeguatamente pulita e utilizzata in conformità con le raccomandazioni del produttore contenute in questo manuale.
- Il prodotto deve essere pulito sistematicamente, almeno una volta al mese o più spesso se necessario, secondo le raccomandazioni del produttore, assicurandosi che sia mantenuto in buone condizioni.
- Se il prodotto contiene binari o scale e può essere facilmente smontato, è necessario smontarli prima del lavaggio.
- Lavare a mano in acqua tiepida con sapone a 30°C.
- Sciacquare abbondantemente e utilizzare quando completamente asciutto.
- Non stirare, non candeggiare, non lavare a secco, non asciugare in asciugatrice.
- Il prodotto deve essere conservato in una stanza pulita e asciutta.
- Proteggere dall'umidità, non esporre a temperature estreme, asciugare lontano da fonti di calore.

CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare il prodotto senza aver consultato il medico di base o il terapeuta.
- Non utilizzare un prodotto di dimensioni sbagliate. Utilizzare solo la taglia correttaglia corretta, in conformità con la tabella delle taglie riportata sulla confezione del prodotto e con il materiale informativo del produttore, garantisce efficacia e sicurezza.materiale informativo del produttore, garantisce efficacia e sicurezza.
- Non utilizzare il prodotto su bambini, persone con problemi di memoria e malati mentali senza la supervisione di un assistente.supervisione di un assistente.
- Non utilizzare il prodotto su persone con disturbi sensoriali superficiali o profondità senza la supervisione di un assistente.
- Non utilizzare il prodotto su pelle non trattata. È necessario un controllo regolare delle condizioni della pellecontrollare le condizioni della pelle durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in persone con lesioni cutanee, disturbi della coagulazione del sangue,gonfiore e vene varicose nell'area di adesione senza aver prima consultato il medico di base o il terapeuta.medico di base o del terapeuta.
- Non utilizzare il prodotto in un modo non previsto.
- Non utilizzare il prodotto se è deformato o danneggiato.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli o di apportarvi modifiche non autorizzate.modifiche non autorizzate al prodotto. Un'interferenza indipendente con lacostruzione del prodotto può causare danni permanenti alla salute dell'utente.
- Non utilizzare accessori o soluzioni non raccomandate dal produttore.
- Non utilizzare il prodotto vicino a una fiamma libera o su una superficie calda. Ciò puògravemente l'utente e causare seri danni alla salute.
- Non utilizzare il prodotto durante la notte senza prima consultare il medico o il terapeuta.

REGOLE DI SICUREZZA

- Queste istruzioni contengono le informazioni di base necessarie per l'uso corretto e sicuro del prodotto, i metodi di manutenzione e pulizia.e pulizia.
- Prima di utilizzare il prodotto, l'utente develeggere le presenti istruzioni. Il rispetto delle istruzionicontenute nelle presenti istruzioni consentirà un utilizzo sicuro del prodottoe di prolungarne la durata. In caso di dubbio, consultare ilconsultare il proprio medico o fisioterapista.

REGOLE DI SICUREZZA

- L'uso del prodotto in contrasto con le istruzioni per l'usopuò portare a gravi complicazioni.
- Conservare questo manuale in un luogo facilmente accessibile.
- Prima di ogni utilizzo, il prodotto deve essere controllato per verificare l'assenza didanni visibili, crepe, cuciture allentate, deformazioni o altri difetti che potrebberodifetti che potrebbero mettere in pericolo l'utente durante l'uso. SeSe si riscontrano danni, interrompere l'uso e contattare il produttore.e contattare il produttore. Solo un prodotto non danneggiato e il suocorretto utilizzo garantisce il corretto funzionamento del prodotto.
- Il produttore è responsabile solo per i difetti latenti o per i danni che si verificanodurante il corretto funzionamento a causa di un difetto di fabbricazione del prodotto.
- Il produttore è responsabile solo del corretto funzionamento dell produttore è responsabile del corretto funzionamento del prodotto solo se questo viene acquistato da un distributore autorizzato o da un rivenditore specializzato.in un negozio specializzato.
- Il dolore è sempre un avvertimento. Se il dolore persiste oSe il dolore persiste o peggiora, è necessario rivolgersi al medico o al fisioterapista.medico o fisioterapista.
- Il prodotto deve essere utilizzato da un solo paziente.
- Il prodotto deve essere utilizzato secondo le indicazioni del medico o del fisioterapista.
- Prima del primo utilizzo, verificare che la taglia del prodotto sia correttain base alla tabella delle taglie. Solo la taglia correttagarantisce la sicurezza e l'efficacia del trattamento. Una taglia erratariduce l'efficacia della terapia, può provocare disagio e indurre a unaposizione errata del corpo durante l'uso. Il prodotto deve essere scelto dalmedico, dal rivenditore specializzato o dal fisioterapista.
- È necessario prestare particolare attenzione all'uso corretto del prodotto come prescrittocomme indicato nei bambini, nelle persone con disturbi della memoria, nei pazienti psichiatrici e nelle persone con disturbi sensoriali.
- La pelle dell'area in cui aderisce il prodotto deve essere pulita. È necessariomonitorare sistematicamente le condizioni della pelle. Se si verificano lesioni o rigonfiamenti della pelle in corrispondenza dellagonfiori nell'area di adesione del prodotto (ad es. abrasioni cutanee, lesioni, eruzioni cutanee,eczema, gonfiore) è necessario contattare un medico.
- In caso di vene varicose coesistenti, storia di infiammazione delle vene profonde,gonfiore, l'uso del prodotto è possibile solo dopo aver consultato un medico.
- Tutti gli imballaggi (carta,plastica), i cartellini da tagliare e le etichette di cartone.



Qualsiasi incidente grave relativo a un dispositivo deve essere notificatoal fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore o il paziente.cui l'utente è residente.

Seguire il metodo di indossamento fornito con il prodotto.



Attestazione di conformità del prodotto con i requisiti essenziali dei regolamenti UE



Produttore



Data di produzione



Leggere il manuale utente prima dell'uso



Attenzione!



Proteggere dalla luce del sole



Limiti della temperatura di stoccaggio



Begränsning av förvaringstemperatur



Conservare in un luogo asciutto



Imballaggio riciclabile



Prodotto medico



Numero di lotto



Numero di catalogo



L'imballaggio deve essere gettato nella spazzatura



Il marchio "Polish Capital" sottolinea la natura locale del prodotto



Prodotto senza sostanze chimiche



Prodotto raccomandato da specialisti



Prodotto delicato sulla pelle



Prodotto innovativo



Grande effetto in dispositivo piccolo



Prodotto ecologico



Prodotto ipoallergenico



Prodotto durevole



Prodotto di fornitura medica rapida



ROMÂNĂ

Produsele Reh4Mat sunt moderne și inovatoare, realizate cu mărgrijă, cu materiale de cea mai bună calitate. Obiectivul nostru principal este de a obține satisfacția pacienților. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați vânzătorul dumneavoastră sau direct cu un angajat Reh4Mat prin e-mail: biuro@reh4mat.com.

INDICATII

Orteza membrului inferior stabilizează articulațiile din membrul inferior. Compresia constantă ameliorează durerea și îmbunătățește procesul de vindecare. Orteza membrului inferior este utilizată în cazul leziunilor reumatice, afecțiunilor neurologice și ortopedice, în tratamentul postoperator și în procesul de reabilitare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Orteza trebuie păstrată corect curată și utilizată în conformitate cu recomandările producătorului cuprinse în acest manual.
- Produsul trebuie curățat sistematic, cel puțin o dată pe lună sau mai des dacă este necesar, în conformitate cu recomandările producătorului, asigurându-se că este păstrat în stare bună.
- Dacă produsul conține șine sau cântare și poate fi demontat cu ușurință, acestea trebuie demontate înainte de spălare.
- Se spala manual în apa calduta cu sapun la 30°C.
- Clătiți bine și utilizați când este complet uscat.
- Nu călcați, nu înălbiți, nu curățați uscat, nu uscați cu mașina.
- Produsul trebuie depozitat într-o cameră curată și uscată.
- Protejați de umiditate, nu expuneți la temperaturi extreme, uscați departe de surse de căldură.

CONTRAINDICAȚII

- Nu utilizați produsul fără a vă consulta medicul de familie sau terapeutul.
- Nu folosiți un produs de o dimensiune greșită. Folosiți numai mărimea corectă mărime, în conformitate cu tabelul de mărimi de pe ambalajul produsului și cu indicațiile producătorului. materialul informativ al producătorului, garantează eficacitatea și siguranța.
- Nu folosiți produsul la copii, persoane cu probleme de memorie și bolnavi mintal fără supravegherea unui îngrijitor.
- Nu utilizați produsul la persoane cu tulburări senzoriale superficiale sau profunde. fără supravegherea unui îngrijitor.
- Nu folosiți produsul pe pielea netratată. Este necesară monitorizarea regulată a stării pielii verificată starea pielii în timpul utilizării.
- Nu utilizați produsul la persoanele cu leziuni ale pielii, tulburări de coagulare a sângelui, umflături și vene varicoase în zona de aderență a acestuia fără consultarea prealabilă a unui medicul de familie sau terapeutul dumneavoastră.
- Nu utilizați produsul într-un mod pentru care nu este destinat.
- Nu utilizați produsul dacă este deformat sau deteriorat.
- Nu încercați să reparați singur produsul sau să faceți orice modificări neautorizate la produs. Interferențe independente cu construcția produsului poate duce la deteriorare permanentă a sănătății utilizatorului.
- Nu utilizați accesorii sau soluții care nu sunt recomandate de producător.
- Nu utilizați produsul în apropierea unei flăcări deschise sau pe o suprafață fierbinte. Acest lucru poate răni grav utilizatorul și duce la afecțiuni grave ale sănătății.
- Nu utilizați produsul noaptea fără a consulta mai întâi medicul sau terapeutul.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Aceste instrucțiuni conțin informațiile de bază necesare pentru utilizarea corectă și sigură a produsului, precum și pentru metodele de întreținere și curățare, și de curățare.
- Înainte de a utiliza produsul, utilizatorul trebuie să citească aceste instrucțiuni. Respectarea instrucțiunilor instrucțiuni conținute în aceste instrucțiuni va permite utilizarea în siguranță a produsului și va prelungi durabilitatea acestuia. În cazul în care aveți îndoieli, vă rugăm să vă adresați consultați medicul sau fizioterapeutul dumneavoastră.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Utilizarea produsului contrar instrucțiunilor de utilizare poate duce la complicații grave.
- Păstrați acest manual într-un loc ușor accesibil.
- Înainte de fiecare utilizare, produsul trebuie să fie verificat pentru deteriorări vizibile, crăpături, cusături slăbite, deformări sau alte defecte care ar putea pune în pericol utilizatorul în timpul utilizării. Dacă se constată orice deteriorare, întrerupeți utilizarea și contactați producătorul și contactați producătorul. Nu trebuie să se utilizeze decât un produs nedeteriorat și să se utilizeze corectă garantează funcționarea corectă a produsului.
- Producătorul este răspunzător numai pentru viciile ascunse sau pentru daunele care apar în timpul funcționării corecte, ca urmare a unui defect de fabricație al produsului.
- Producătorul este răspunzător numai pentru buna funcționare a produsului. Producătorul este responsabil pentru funcționarea corectă a produsului numai dacă acesta este achiziționat de la un distribuitor autorizat sau de la un comerciant cu amănuntul specializat. într-un magazin specializat.
- Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau se agravează, trebuie să vă adresați medicului sau fizioterapeutului. medicul sau fizioterapeutul.
- Produsul trebuie utilizat doar de un singur pacient.
- Produsul trebuie utilizat conform recomandărilor medicului sau fizioterapeutului dumneavoastră.
- Înainte de prima utilizare, verificați dacă dimensiunea produsului este corectă. în conformitate cu tabelul de mărimi. Numai mărimea corectă garantează siguranța și eficiența tratamentului. Mărimea incorectă reduce eficacitatea tratamentului, poate provoca disconfort și poate duce la opoziție greșită a corpului în timpul utilizării. Produsul ar trebui să fie selectat de către practician, un comerciant specializat sau un fizioterapeut.
- Trebuie acordată o atenție deosebită utilizării corecte a produsului, conform prescripțiilor conform instrucțiunilor, la copii, persoane cu tulburări de memorie, pacienți psihiatrici și persoane cu tulburări senzoriale.
- Pielea din zona în care aderă produsul trebuie să fie curată. Este necesară monitorizarea sistematică a stării pielii. În cazul în care apar leziuni sau umflături ale pielii la nivelul umflături în zona de aderență a produsului (de exemplu, escoriații ale pielii, leziuni, erupții cutanate, eczeme, umflături) este necesar să se contacteze un medic.
- În caz de varice coexistente, antecedente de inflamație venoasă profundă, umflături, utilizarea produsului este posibilă numai după consultarea unui medic. medic.
- Toate ambalajele (hârtie, plastic), etichetele care trebuie tăiate și etichetele din carton.



Orice incident grav legat de un dispozitiv trebuie să fie notificat producătorului și autorității competente din statul membru în care se află dispozitivul. care își are reședința utilizatorului. Respectați metoda de îmbrăcare furnizată împreună cu produsul.

	Declarația că produsul îndeplinește cerințele esențiale
	Producator
	Data fabricatiei
	Vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare
	Atentie!
	Protejați de lumina soarelui
	Depozitare la umiditate indicata
	Depozitare la temperature indicata
	A se păstra într-un loc uscat
	Ambalajul este reciclabil
	Dispozitiv medical
	Numar lot
	Număr de catalog
	Ambalajul trebuie aruncat la gunoi
	Semnul „Capitală poloneză” subliniază localitatea produsului
	Produs fără substanțe chimice
	Produs recomandat de specialiști
	Produs prietenos cu pielea
	Produs inovator
	Dispozitiv minim, efect maxim
	Produs ecologic
	Produs hipoalergenic
	Produs durabil
	Produs ER

Reh4Mat produkti ir mūsdienīgi un inovatīvi, izgatavoti ar lieliskurūpīgi, izmantojot augstākās kvalitātes materiālus. Mūsu galvenais mērķis ir sasniegt pacientu apmierinātību. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savu pārdevēju vai tieši ar Reh4Mat darbinieku pa e-pastu: biuro@reh4mat.com.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Apakšējo ekstremitāšu ortoze stabilizē apakšējās ekstremitātes locītavas. Pastāvīga kompresija mazina sāpes un uzlabo dzišanas procesu. Apakšējo ekstremitāšu ortozi izmanto reimatisko bojājumu, neiroloģisku un ortopēdisku traucējumu gadījumā, pēc operācijas ārstēšanā un rehabilitācijas procesā.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Ortoze ir jātur pareizi tīra un jāizmanto saskaņā ar šajā rokasgrāmatā ietvertajiem ražotāja ieteikumiem.
- Produkts jātīra sistemātiski, vismaz reizi mēnesī vai nepieciešamības gadījumā biežāk, saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, nodrošinot tā uzturēšanu labā stāvoklī.
- Ja izstrādājumam ir sliedes vai svāri un tos var viegli demontēt, pirms mazgāšanas tie ir jāizjauca.
- Mazgāt ar rokām remdenā ūdenī ar ziepēm 30°C temperatūrā.
- Rūpīgi izskalojiet un izmantojiet, kad tas ir pilnībā izžuvis.
- Negludināt, nebalināt, netīrīt ķīmiski, nežāvēt veļas mašīnā.
- Produkts jāuzglabā tīrā un sausā telpā.
- Sargāt no mitruma, nepakļaujiet ekstremālām temperatūrām, žāvējiet prom no siltuma avotiem.

KONTRINDIKĀCIJAS

- Nelietojiet produktu bez konsultēšanās ar ģimenes ārstu vai terapeitu.
- Neizmantojiet nepareiza izmēra izstrādājumu. Izmantojiet tikai pareizo izmēru saskaņā ar izmēru tabulu uz produkta iepakojuma un ražotāja norādījumiem. Ražotāja informatīvajā materiālā, garantē efektivitāti un drošību.
- Nelietojiet produktu bērniem, cilvēkiem ar atmiņas traucējumiem un garīgi slimiem cilvēkiem bez aprūpētāja uzraudzības.
- Nelietot produktu personām ar virspusējiem vai dziļiem jušanas traucējumiem, bez aprūpētāja uzraudzības.
- Nelietojiet produktu uz neapstrādātās ādas. Nepieciešama regulāra ādas stāvokļa uzraudzība lietošanas laikā pārbaudīt ādas stāvokli.
- Nelietot produktu cilvēkiem ar ādas bojājumiem, asins recēšanas traucējumiem, pietūkumu un varikozām vēnām tā pielipšanas vietā bez iepriekšējas konsultācijas ar ārstu ģimenes ārstu vai terapeitu.
- Neizmantojiet izstrādājumu tādā veidā, kādam tas nav paredzēts.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir deformēts vai bojāts.
- Nemēģiniet labot produktu paši vai veikt neautorizēti pārveidot izstrādājumu. Neatkarīga iejaukšanās izstrādājuma konstrukciju var izraisīt neatgriezenisku kaitējumu lietotāja veselībai.
- Neizmantojiet piederumus vai šķīdumus, kurus nav ieteicis ražotājs.
- Neizmantojiet izstrādājumu atklātas liesmas tuvumā vai uz karstas virsmas. Tas var nopietni savainot lietotāju un izraisīt nopietnus veselības traucējumus.
- Nelietojiet produktu naktī, iepriekš nekonsultējoties ar savu ārstu vai terapeitu.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Šajos norādījumos ir sniegta pamatinformācija, kas nepieciešama, lai pareizi un droši izstrādājuma lietošanu, apkopi un tīrīšanu. un tīrīšanu.
- Pirms produkta lietošanas lietotājam izlasīt šo instrukciju. Instrukciju ievērošana šajās instrukcijās ietvertie norādījumi nodrošinās drošu izstrādājuma lietošanu un paildzinās tā kalpošanas ilgumu. Ja rodas šaubas, lūdzu, konsultējieties ar konsultējieties ar savu ārstu vai fizioterapeitu.
- Produkta lietošana neatbilstoši lietošanas instrukcijai var izraisīt nopietnas komplikācijas.
- Glabājiet šo rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Pirms katras lietošanas reizes jāpārbauda, vai izstrādājums redzami bojājumi, plaisas, vaļējas šuves, deformācijas vai citi bojājumi. defektus, kas varētu apdraudēt lietotāju lietošanas laikā. Jatiek konstatēti bojājumi, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar ražotāju. un sazinieties ar ražotāju. Tikai nebojāts izstrādājums un tā pareiza lietošana garantē pareizu izstrādājuma darbību.
- Ražotājs ir atbildīgs tikai par slēptiem defektiem vai bojājumiem, kas radušies pareizas ekspluatācijas laikā, kas radušies ražojuma ražošanas defekta dēļ.
- Ražotājs ir atbildīgs tikai par pareizu darbību. Ražotājs ir atbildīgs par produkta pareizu darbību tikai tad, ja tas ir iegādāts no pilnvarota izplatītāja vai specializēta mazumtirgotāja. specializētā veikalā.
- Sāpes vienmēr ir brīdinājums. Ja sāpes saglabājas vai ja sāpes nerimst vai pastiprinās, jāvērsas pie ārsta vai fizioterapeita. ārstu vai fizioterapeitu.
- Produktu drīkst lietot tikai viens pacients.
- Produkts jālieto atbilstoši ārsta vai fizioterapeita ieteikumiem.
- Pirms pirmās lietošanas reizes pārbaudiet, vai produkta izmērs ir pareizs. atbilstoši izmēru tabulai. Tikai pareizais izmērs garantē ārstēšanas drošību un efektivitāti. Nepareizs izmērs samazina terapijas efektivitāti, var radīt diskomfortu un izraisīt neērtības. nepareizu ķermeņa stāvokli lietošanas laikā. Izstrādājums jāizvēlas pēc ārstam, specializētam mazumtirgotājam vai fizioterapeitam.
- Īpaša uzmanība jāpievērš pareizai produkta lietošanai saskaņā ar norādījumiem. atbilstoši norādījumiem bērniem, personām ar atmiņas traucējumiem, psihiatriskiem pacientiem un personām ar jušanas traucējumiem.
- Āda vietā, kur produkts piestiprinās, jābūt tīrai. Ir nepieciešams sistemātiski jāuzrauga ādas stāvoklis. Ja rodas ādas bojājumi vai pietūkums pie pietūkums produkta pielipšanas vietā (piemēram, ādas nobrāzumi, ievainojumi, izsitumi, ekzēma, pietūkums), nepieciešams sazināties ar ārstu.
- Ja vienlaikus ir varikozas vēnas, dziļo vēnu iekaisums anamnēzē, pietūkums, produkta lietošana iespējama tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.
- Viss iepakojums (papīrs, plastmasas), nogriežamās birkas un kartona etiķetes.



Apliecinājums par izstrādājuma atbilstību ES regulu pamatprasībām



Ražotājs



Izgatavošanas datums



Pirms lietošanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu



Brīdinājums!



Sargāt no saules gaismas



80%
10% Uzglabāšanas relatīvais mitrums



50°C
-20°C Uzglabāšanas temperatūras ierobežojumi



Uzglabāt sausā vietā



Pārstrādei paredzēts iepakojums



Medicīniskais izstrādājums



Sērijas numurs



Kataloga numurs



Iepakojums jāizmet miskastē



Zīme "Polijas galvaspilsēta" uzsvēr izstrādājuma vietējo izcelsmi



Produkts bez ķīmiskām vielām



Speciālistu ieteiktais izstrādājums



Ādai nekaitīgs izstrādājums



Inovativais izstrādājums



Maksimālā iedarbībā ar minimālo aprikojumu



Ekoloģisks izstrādājums



Hipoalerģisks izstrādājums



Izturīgs izstrādājums



Ātras medicīniskās aprūpes izstrādājums



Jāziņo par visiem nopietniem incidentiem, kas saistīti ar ierīci. Ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ierīce ir reģistrēta. kurā ir lietotāja dzīvesvieta. Ievērojiet izstrādājumam pievienoto uzvilšanas metodi.

Τα προϊόντα Reh4Mat είναι μοντέρνα και καινοτόμα, κατασκευασμένα με μεγάληφροντίδα με τα υψηλότερης ποιότητας υλικά. Βασικός μας στόχος είναι να επιτύχουμεικανοποίηση των ασθενών. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ήαπευθείας με έναν υπάλληλο της Reh4Mat μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: biuro@reh4mat.com.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η όρθωση κάτω άκρου σταθεροποιεί τις αρθρώσεις στο κάτω άκρο. Η συνεχής συμπίεση ανακουφίζει από τον πόνο και βελτιώνει τη διαδικασία επούλωσης. Η όρθωση κάτω άκρου χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ρευματικών βλαβών, νευρολογικών και ορθοπεδικών διαταραχών, στη μετεγχειρητική θεραπεία και στη διαδικασία αποκατάστασης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Η ορθογραφία θα πρέπει να διατηρείται σωστά καθαρή και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται συστηματικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή συχνότερα εάν χρειάζεται, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, διασφαλίζοντας ότι διατηρείται σε καλή κατάσταση.
- Εάν το προϊόν περιέχει ράγες ή λείπια και μπορούν να αποσυναρμολογηθούν εύκολα, θα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν πριν από το πλύσιμο.
- Πλένεται στο χέρι σε χλιαρό νερό με σαπούνι στους 30°C.
- Ξεπλύνετε καλά και χρησιμοποιήστε όταν στεγνώσει τελείως.
- Μην σιδερώνετε, μην κάνετε χλωρίνη, μην στεγνώνετε, μην στεγνώνετε.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό και στεγνό δωμάτιο.
- Προστατεύεται από την υγρασία, μην εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, στεγνώνει μακριά από πηγές θερμότητας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να συμβουλευτείτε το γενικό γιατρό ή το θεραπευτή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόν σε λάθος μέγεθος. Χρησιμοποιήστε μόνο το σωστόμέγεθος, σύμφωνα με τον πίνακα μεγεθών στη συσκευασία του προϊόντος και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ενημερωτικό υλικό του κατασκευαστή, εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε παιδιά, άτομα με προβλήματα μνήμης και ψυχικά ασθενείς χωρίςτην επίβλεψη ενός φροντιστή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άτομα με επιφανειακές ή βαθιές αισθητηριακές διαταραχέςχωρίς την επίβλεψη ενός φροντιστή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μη επεξεργασμένο δέρμα. Είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση της κατάστασης του δέρματοςνα ελέγχετε την κατάσταση του δέρματος κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άτομα με δερματικές βλάβες, διαταραχές της πήξης του αίματος,οίδημα και κισούς στην περιοχή της προσκόλλησης του χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με έναντον γενικό σας ιατρό ή τον θεραπευτή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με τρόπο για τον οποίο δεν προορίζεται.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι παραμορφωμένο ή κατεστραμμένο.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας ή να κάνετεοποιοσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο προϊόν. Ανεξάρτητη παρέμβαση μεκατασκευή του προϊόντος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μόνιμες βλάβες στην υγεία του χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή διαλύματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή σε καυτή επιφάνεια. Αυτό μπορεί νατραυματίσει σοβαρά τον χρήστη και να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες στην υγεία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν τη νύχτα χωρίς να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό ή τον θεραπευτή σας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτές οι οδηγίες περιέχουν τις βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες γιατη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος, τη συντήρηση και τις μεθόδους καθαρισμού.και καθαρισμού.
- Πριν από τη χρήση του προϊόντος, ο χρήστης πρέπεινα διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τήρηση των οδηγιώνπου περιέχονται στις παρούσες οδηγίες θα επιτρέψει την ασφαλή χρήση του προϊόντοςκαι θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τονσυμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρήση του προϊόντος κατά παράβαση των οδηγιών χρήσηςμπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμο μέρος.
- Πριν από κάθε χρήση, το προϊόν πρέπει να ελέγχεται γιαορατές ζημιές, ρωγμές, χαλαρές ραφές, παραμόρφωση ή άλλαελαττώματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον χρήστη κατά τη χρήση. Εάνδιαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημιά, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Μόνο ένα άθικτο προϊόν και ησωστή χρήση του εγγυάται τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.
- Ο κατασκευαστής ευθύνεται μόνο για λανθάνοντα ελαττώματα ή ζημιές που προκύπτουνκατά τη σωστή λειτουργία ως αποτέλεσμα κατασκευαστικού ελαττώματος του προϊόντος.
- Ο κατασκευαστής ευθύνεται μόνο για την καλή λειτουργία τωνΟ κατασκευαστής ευθύνεται για την ορθή λειτουργία του προϊόντος μόνο εάν αυτό έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο διανομέα ή εξειδικευμένο λιανοπωλητή,σε εξειδικευμένο κατάστημα.
- Ο πόνος είναι πάντα μια προειδοποίηση. Εάν ο πόνος επιμένει ήΕάν ο πόνος σας επιμένει ή επιδεινώνεται, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας,γιατρό ή φυσιοθεραπευτή.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από έναν ασθενή.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις του γιατρού ή του φυσιοθεραπευτή σας.
- Πριν από την πρώτη χρήση, ελέγξτε ότι το μέγεθος του προϊόντος είναι σωστό.σύμφωνα με τον πίνακα μεγεθών. Μόνο το σωστό μέγεθοςεγγυάται την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Λανθασμένο μέγεθοςμειώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και να οδηγήσει σελανθασμένη θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της χρήσης. Το προϊόν θα πρέπει να επιλέγεται από τονιατρό, τον ειδικό έμπορο λιανικής πώλησης ή τον φυσιοθεραπευτή.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη σωστή χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες.σύμφωνα με τις οδηγίες σε παιδιά, άτομα με διαταραχές μνήμης, ψυχιατρικούς ασθενείς και άτομα μεμε αισθητηριακές διαταραχές.
- Το δέρμα στην περιοχή όπου προσκολλάται το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό. Είναι απαραίτητο ναυα συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης του δέρματος. Εάν εμφανιστούν δερματικές αλλοιώσεις ή οιδήματα στοοίδημα στην περιοχή προσκόλλησης του προϊόντος (π.χ. δερματικές εκδορές, τραυματισμοί, εξάνθημα,έκζεμα, πρήξιμο) είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με έναν ιατρό.
- Σε περίπτωση συνύπαρξης κισών, ιστορικό φλεγμονής των εν τω βάθει φλεβών,οίδημα, η χρήση του προϊόντος είναι δυνατή μόνο μετά από διαβούλευση με γιατρό.γιατρό.



Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με μια συσκευή πρέπει να κοινοποιείταιστον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίοόπου διαμένει ο χρήστης.

Ακολουθήστε τη μέθοδο τοποθέτησης που συνοδεύει το προϊόν.



Βεβαίωση συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις των κανονισμών της ΕΕ



Κατασκευαστής



Ημερομηνία παραγωγής



Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση



Προσοχή!



Προστατέψτε από το ηλιακό φως



80%
10%
Σχετική υγρασία αποθήκευσης



50°C
-20°C
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης



Αποθήκευση σε ξηρό μέρος



Ανακυκλώσιμη συσκευασία



Ιατρικό προϊόν



Αριθμός παρτίδας



Αριθμος καταλογου



Η συσκευασία πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια



Το σήμα "Polish Capital" τονίζει τον τοπικό χαρακτήρα του προϊόντος



Προϊόν χωρίς χημικά



Προϊόν που συνιστάται από ειδικούς



Προϊόν φιλικό προς το δέρμα



Καινοτόμο προϊόν



Μέγιστο αποτέλεσμα σε ελάχιστη συσκευή



Οικολογικό προϊόν



Υποαλλεργικό προϊόν



Ανθεκτικό προϊόν



Προϊόν ταχείας ιατρικής προμήθειας

	إقرار بأن المنتج يتوافق مع الشروط والمتطلبات الأساسية
	المصنع
	تاريخ الإنتاج
	يرجى قراءة التعليمات الموضحة في دليل المنتج قبل الاستخدام
	يرجى قراءة التعليمات الموضحة في دليل
	حماية من أشعة الشمس
	حفظ المنتج في الرطوبة المناسبة
	تحديد درجة حرارة حفظ المنتج
	يحفظ في مكان جاف
	هذه العبوة قابلة لإعادة التدوير
	جهاز طبي
	رقم الدفعة
	رقم الكatalog
	يجب إلقاء هذه العبوة في القمامة
	علامة "العاصمة البولندية" تؤكد على الصنع المحلي للمنتج
	منتج خالي من المواد الكيميائية
	منتج موصى به من قبل المتخصصين
	منتج صديق للجلد
	منتج ابتكاري
	منتج صغير وطاقة عمل كبيرة
	منتج صديق للبيئة
	منتج ضعيف التأثير
	منتج صلب
	منتج إطلاق مستمر

عصرية ومبتكرة، مصنوعة بعناية فائقة بعناية فائقة بمواد عالية الجودة. هدفنا الرئيسي هو تحقيق رضاء المريض. إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات الخاص بك أو بمباشرةً مع أحد موظفي Reh4Mat منتجات biuro@reh4mat.com عن طريق البريد الإلكتروني: Reh4Mat

دلالة	
يعمل جهاز تقويم الطرف السفلي على تثبيت المفاصل في الطرف السفلي. الضغط المستمر يخفف الألم ويحسن عملية الشفاء. يتم استخدام مقاوم الطرف السفلي في حالة الآفات الروماتيزمية، والاضطرابات العصبية والعظمية، وفي علاج ما بعد الجراحة وفي عملية إعادة التأهيل.	
هام	
قبل كل استخدام، يجب فحص المنتج للتأكد من عدم وجود التلف المرئي، أو الشقوق، أو الدرزات المفكوكة، أو التشوه أو غيرها من العيوب التي قد تعرض المستخدم للخطر أثناء الاستخدام. إذا في حالة وجود أي تلف، يجب التوقف عن الاستخدام والاتصال بالشركة المصنعة. واتصل بالشركة المصنعة. فقط المنتج غير التالف ويضمن الاستخدام الصحيح الأداء الصحيح للمنتج. لا تكون الشركة المصنعة مسؤولة إلا عن العيوب الكامنة أو الأضرار التي تحدث أثناء التشغيل الصحيح نتيجة لعيوب التصنيع في المنتج. تكون الشركة المصنعة مسؤولة فقط عن الأداء الصحيح لل منتج إذا تم شراءه من موزع معتمد أو بائع تجزئة متخصص. في متجر متخصص. الألم هو دائماً تحذير. إذا استمر الألم أو إذا استمر الألم أو تفاقم، يجب عليك زيارة الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي. الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي. يجب استخدام المنتج من قبل مريض واحد فقط. يجب استخدام المنتج حسب توصية الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي. قبل الاستخدام لأول مرة، تحقق من أن مقياس المنتج صحيح وفقاً لجدول المقاسات. المقاس الصحيح فقط يضمن سلامة وفعالية العلاج. المقاس غير الصحيح يقلل من فعالية العلاج، وقد يسبب عدم الراحة ويؤدي للنوع خاطئ للجسم أثناء الاستخدام. يجب اختبار المنتج من قبل الممارس أو بائع التجزئة المتخصص أو أخصائي العلاج الطبيعي. يجب إيلاء اهتمام خاص للاستخدام الصحيح للمنتج على النحو الموصوفكما هو موصوف للأطفال، والأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة، والمرضى النفسيين والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات حسية. يجب أن يكون الجلد في المنطقة التي يلتصق بها المنتج نظيفاً. من الضروري مراقبة المنتظمة لحالة الجلد. في حالة حدوث آفات جلدية أو تورمات فيا فتفاحات في منطقة التصاق المنتج (مثل سجات الجلد، جروح، طفح جلدي، الأكزيما والتورم) من الضروري الاتصال بطبيب ممارس. في حالة وجود دوالي الأوردة المتعاشية، وتاريخ التهاب الأوردة العميقة، والتورم، لا يمكن استخدام المنتج إلا بعد استشارة الطبيب. الطبيب. جميع العبوات (الورق، والبلاستيك)، والعلامات التي سيتم قطعها وملصقات الورق المقوى.	
الصيانة والتخزين	
يجب الحفاظ على الجهاز التقويمي نظيفاً بشكل صحيح واستخدامه وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة الواردة في هذا الدليل. يجب تنظيف المنتج بشكل منهجي، مرة واحدة على الأقل شهرياً أو أكثر إذا لزم الأمر، وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة، مع ضمان بقائه في حالة جيدة. إذا كان المنتج يحتوي على قضبان أو موازين ويمكن تفكيكها بسهولة، فيجب تفكيكها قبل الغسيل. يُغسل يدويًا بماء فاتر بالصابون عند درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية. اشطفه جيداً واستخدمه عندما يجف تمامًا. لا تقم بالكي، ولا تستخدم المبيضات، ولا تستخدم التنظيف الجاف، ولا تستخدم المجفف. يجب أن يتم تخزين المنتج في غرفة نظيفة وجافة. يحمي من الرطوبة، لا يعرض لدرجات الحرارة القصوى، يجفف بعيداً عن مصادر الحرارة.	

موانع	
لا تستخدم المنتج دون استشارة الطبيب العام أو المعالج. لا تستخدم منتجاً بمقاس خاطئ. استخدم فقط المقاس الصحيح وفقاً لجدول المقاسات المدون على عبوة المنتج ومادة مواد المعلومات الخاصة بالشركة المصنعة، ضمن الفعالية والسلامة. لا تستخدم المنتج على الأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف الذاكرة والمرضى العقليين دون تحت إشراف مقدم رعاية. لا تستخدم المنتج على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات حسية سطحية أو عميقة دون إشراف مقدم رعاية. لا تستخدم المنتج على البشرة غير المعالجة. من الضروري مراقبة حالة البشرة بانتظاماً لتحقيق من حالة الجلد أثناء الاستخدام. لا تستخدم المنتج مع الأشخاص الذين يعانون من آفات جلدية واضطرابات تخثر الدم، وتورم ودوالي الأوردة في منطقة التصاقه دون استشارة مسبقة مع طبيب العام أو طبيب الكلى المعالج. لا تستخدم المنتج بطريقة غير مخصصة له. لا تستخدم المنتج إذا كان مشوهاً أو تالفاً. لا تحاول إصلاح المنتج بنفسك أو إجراء أي تعديلات غير مصرح بها على المنتج. قد يؤدي التدخل المستقل في المنتج قد يؤدي إلى إلحاق ضرر دائم بصحة المستخدم. لا تستخدم الملحقات أو المحاليل التي لا توصي بها الشركة المصنعة. لا تستخدم المنتج بالقرب من لهب مكشوف أو على سطح ساخن. قد يؤدي ذلك لإصابة المستخدم بجروح خطيرة وقد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة. لا تستخدم المنتج ليلاً دون استشارة طبيبك أو المعالج أولاً.	

هام	
تحتوي هذه التعليمات على المعلومات الأساسية اللازمة للاستخدام الصحيح والأمن للمنتج، وطرق الصيانة والتنظيف. والتنظيف. قبل استخدام المنتج، يجب على المستخدم قراءة هذه التعليمات. الامتثال للتعليمات الواردة في هذه التعليمات سيسمح بالاستخدام الآمن للمنتج وإزالة متانته. في حالة الشك، يُرجى استشارة استشر طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي. استخدام المنتج بما يتعارض مع تعليمات الاستخدام يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. احتفظ بهذا الدليل في مكان يسهل الوصول إليه.	