

KOD KATALOGOWY	AM-OSS-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-05
CODE	AM-OSS-05
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-05




- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj sznurówkę.
EN: Unfasten the brace and loosen the shoelace.



- 2. PL:** Załóż ortezę na nogę (1).
EN: Put the brace on your leg (1).




- 3. PL:** Zawiąż sznurówki (2).
EN: Tie the laces (2).



- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy ósemkowe (3,4) na rzepy (5,6) według wskazanego kierunku.

EN: Set the proper compression and fasten the Figure 8 straps (3,4) with Velcro (5,6) according to the indicated direction.





5. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.